



UTIERKY NA BÁZE ALKOHOLU - PRÍPRAVOK NA OKAMŽITÚ DEZINFEKCIU POVRCHOV

Incidin™ Alcohol Wipe

UTIERKY NA OKAMŽITÉ POUŽITIE PRE ÚČINNÚ DEZINFEKCIU ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK

Prípravok Incidin Alcohol Wipe je ideálny pre použitie v zdravotníckych zariadeniach. Nezanecháva aktívne reziduá na povrchoch, má široké spektrum účinnosti a krátky expozičný čas. Dosiahnuté výsledky dezinfekcie prispievajú k obmedzeniu šírenia patogénov v zdravotníckom prostredí.

Incidin Alcohol Wipe poskytuje:

- Široké spektrum účinnosti, vrátane účinnosti proti Norovírusu, krátka doba pôsobenia.
- Účinnosť potvrdená použitím extrahovanej kvapaliny (t.j. účinnosť zabezpečená tekutinou uvoľnenou z utierky).
- Vysoko kvalitný, štruktúrovaný materiál pre efektívnu aplikáciu.
- Vynikajúca materiálová kompatibilita na povrchy odolné voči alkoholu.
- Bez obsahu farbív a parfumov.



Incidin™ Alcohol Wipe

Utierky na okamžité použitie pre účinnú dezinfekciu zdravotníckych pomôcok

VÝHODY UTIEROK INCIDIN ALCOHOL WIPE

Široké spektrum účinnosti vrátane norovírusov, počas krátkej doby pôsobenia:

Vďaka širokému spektru účinnosti v kombinácii s krátkou dobou pôsobenia sú utierky vhodné na každodenné použitie a to aj v ohniskách nákazy, čím sa zabezpečí účinná a rýchla dezinfekcia. Účinnosť potvrdená použitím extrahovanej kvapaliny (t.j. účinnosť zabezpečená tekutinou uvoľnenou z utierky).

Užívateľsky jednoduché: praktické alkoholové utierky na rýchlu dezinfekciu povrchov, nevyžadujú čas na prípravu, dostupné v praktických baleniach.

Široká materiálová kompatibilita: Vynikajúca materiálová kompatibilita s povrchmi odolnými voči alkoholu v zdravotníckych zariadeniach.

TABUĽKA ÚČINNOSTÍ

ÚČINNOSTI UTIEROK NA OKAMŽITÉ POUŽITIE INCIDIN ALCOHOL WIPE	EXPOZIČNÝ ČAS
Dezinfekcia povrchov podľa VAH 2015 (vrátane testov podľa EN 16615)	
s mechanickým pôsobením (baktericídna, tuberkulocídna účinnosť, úč. proti kvasinkám) čisté podmienky a podmienky s vyššou záťažou	5 min.
Normy EN (čisté podmienky a podmienky s vyššou záťažou)	
EN 16615 (baktericídna účinnosť a účinnosť proti kvasinkám)	1 min.
EN 13727 (baktericídna účinnosť)	1 min.
EN 13624 (účinnosť proti kvasinkám)	1 min.
EN 14348 a EN 16615 (tuberkulocídna účinnosť)	1 min.
EN 14476 (účinnosť na obalené vírusy)	30 s.
EN 14476 Obmedzené spektrum virucídnej účinnosti (Adeno, Noro)	5 min.
EN 14476 Adeno / Noro (MNV)	5 min.
EN 14476 Polyoma virus SV 40	10 min.
EN 14476 Rota virus	30 s.
Účinnosť podľa DVV/RKI	
Účinnosť voči obaleným vírusom (vrátane HIV, HBV, HCV) podľa RKI 01/2004*	30 s.
Obmedzené spektrum virucídnej účinnosti Plus* (Adeno, Noro)-DVV	10 min.
Adeno*	10 min.
Noro*	10 min.
Rota*	30 s.

* DVV 2015 (suspenný test)

INFORMÁCIE PRE OBJEDNÁVANIE

PRODUKT	BALENIE	KÓD
Incidin™ Alcohol Wipe	6x100 utierok flowpack	3094000
Incidin™ Alcohol Wipe	6x50 utierok XL flowpack	3094060
Incidin™ Alcohol Wipe	6x90 utierok - dóza	3094080
Incidin™ Alcohol Wipe	12x90 utierok - náhrada	3094100

OBLASŤ POUŽITIA



Incidin™ Alcohol Wipe sú dezinfekčné utierky na priame použitie určené na dezinfekciu pomôcok a zdravotníckych nástrojov odolných voči alkoholu v zdravotníckych zariadeniach.

NÁVOD NA POUŽITIE

Vezmite utierku a utrite povrch. Dbajte na dôkladné zmáčanie celého povrchu. Nechajte zaschnúť a neoplachujte. Dózu po každom otvorení starostlivo uzavrite.

Čistenie a dezinfekcia utierkami nenahrádza pravidelné čistenie.

ZLOŽENIE

Obsah účinných látok v 100g prípravku: 35g 2-Propanol, 25g 1-Propanol

SKLADOVATEĽNOSŤ

Výrobok je potrebné skladovať v originálnom obale na chladnom a suchom mieste pri teplote do 25°C mimo dosahu priameho slnečného žiarenia. Vyhnite sa extrémnym teplotám. Doba použiteľnosti po otvorení je 2 mesiace.

POUŽÍVAJTE ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY BEZPEČNÝM SPÔSOBOM. PRED POUŽITÍM SI VŽDY PREČÍTAJTE ETIKETU A INFORMÁCIE O VÝROBKU.

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE.

ECOLAB S.R.O.
Vocťářova 2449/5
180 00 Praha
Česká republika



ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany



www.ecolab.sk