

DEZINFEKČNÝ A ČISTIACI PENOVÝ PRÍPRAVOK NA PRIAME POUŽITIE

Incidin™ Foam

Čistiaci a dezinfekčný penový prípravok na priame použitie na báze glukoprotamínu

Čistiaci a dezinfekčný penový prípravok určený na priame použitie kombinuje krátku dobu pôsobenia so šetrnými čistiacimi vlastnosťami. Prostredníctvom penovej formy aplikácie zabezpečuje požadovanú spoľahlivosť pre používateľa.

Incidin Foam ponúka:

- ▲ Široké spektrum účinku
- ▲ Vynikajúcu penivosť
- ▲ Prijemnú vôňu
- ▲ Kompatibilitu s Incidin Dry Wipes System



Incidin™ Foam

Dezinfekčný alkoholový penový prípravok s rýchlym účinkom na priame použitie

Prečo používať Incidin Foam?

ŠIROKÉ SPEKTRUM ÚČINNOSTI

Vďaka účinnosti proti baktériám (vrátane TBC), kvasinkám a širokej škále vírusov je Incidin Foam vhodný na rôzne povrchy v zdravotníctve, vrátane vysoko rizikových oblastí.

Tabuľka účinností a expozičných časov je zobrazená nižšie.

ČISTENIE A DEZINFEKCIA V JEDNOM KROKU

Incidin Foam poskytuje okrem čistiaceho a dezinfekčného účinku v jednom kroku aj ďalšie výhody pre používateľa.

SPOLAHLIVOSŤ

Incidin Foam vo forme penovej sprejovej aplikácii je veľmi pohodlný pre spotrebiteľa a zároveň bráni vzniku aerosólov, čím zvyšuje bezpečnosť pre používateľa.

Vďaka vynikajúcej materiállovej kompatibilitate pre väčšinu povrchov, Incidin Foam vytvára záruku vynikajúcich výsledkov na rôznych aplikovateľných povrchoch.



Incidin Foam
750ml Sprejová fľaša

Incidin Foam
5l Kanister

MIKROBIOLOGICKÉ VÝSLEDKY TESTOV

ÚČINNOSŤ	EXPOZIČNÝ ČAS
Dezinfekcia povrchov podľa VAH s/bez mechanického pôsobenia, účinnosť proti baktériám a kvasinkám (čisté podmienky a podm. so záťažou)	5 min
Dezinfekcia povrchov podľa VAH bez mechanického pôsobenia, tuberkulocídna účinnosť (čisté podmienky a podmienky so záťažou)	5 min
Rýchla dezinfekcia povrchov podľa DGHM (Spoločnosť pre hygienu a mikrobiológiu v Nemecku) 2001 bez mechanického pôsobenia, baktericídna účinnosť a úč. proti kvasinkám (čisté podmienky a podmienky so záťažou)	1 min
Baktericídna účinnosť podľa EN 13727 (čisté podmienky a podm. so záťažou)	30 s.
Účinnosť proti kvasinkám podľa EN 13624 (čisté podm. a podm. so záťažou)	30 s.
Tuberkulocídna účinnosť podľa EN 14348 (čisté podm. a podm. so záťažou)	3 min
Účinnosť proti obaleným vírusom podľa odporúčania RKI 01/2004*(vrátane HIV, HBV, HCV)	30 s.
Papova*	15 min
Rota*	5 min

* DVV 2008

EUROPEAN HEADQUARTERS:
ECOLAB EUROPE GMBH
Richtistrasse 7
8304 Wallisellen
Switzerland
www.ecolab.com

ECOLAB
DEUTSCHLAND GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany
+49 (0) 2173 599 0

ECOLAB, s.r.o.
Čajakova 18
811 05 Bratislava
SLOVAKIA

+421 2 57 20 49 15-16

CE 0297

RÝCHLY. ÚČINNÝ. JEDNODUCHÝ

OBLASŤ POUŽITIA

Incidin Foam je penový prípravok určený na priame použitie, vhodný na čistenie a dezinfekciu zdravotníckych pomôcok a všetkých druhov povrchov v zdravotníckych zariadeniach.

NÁVOD NA POUŽITIE

Prípravok je určený na okamžité použitie. Prípravok aplikujte na povrch/plochu postrekom zo vzdialenosti asi 30 cm (40 ml/m²), nechajte pôsobiť predpísaný čas a následne takto ošetrovaný povrch zotrite čistou netkanou textíliou. Alternatívou je aplikovať koncentrovaný prípravok na netkanú textíliu, ktorou dôkladne utriete ošetrovaný povrch/plochu a necháte pôsobiť do zaschnutia. Dbajte na dôkladné zmáčanie všetkých povrchov.

ZLOŽENIE

Obsah účinných látok v 100g prípravku: 20g propán-2-ol, 10g etanol, 0.2g benzalkóniumchlorid, 0.01g glucoprotamín

BALENIE A INFORMÁCIE PRE OBJEDNÁVANIE

PRODUKT	BALENIE	KÓD
Incidin Foam Sprejová fľaša 2 pištole v balení	16 x 750ml	3021800
Incidin Foam Sprejová fľaša 16 pištoľí v balení	16 x 750 ml	3046010
Incidin Foam Kanister	2 x 5	3013440

SKLADOVANIE

Výrobok je potrebné skladovať v originálnom obale pri teplote do 25°C. Skladujte na suchom mieste mimo dosahu priameho slnečného žiarenia.

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE.

ECOLAB®