

# DEZINFEKCIA POVRCHOV SO SPORICÍDNOU ÚČINNOSŤOU

## Incidin OxyFoam S & OxyWipe S

Sporicídny čistiaci a dezinfekčný prostriedok na okamžité použitie s technológiou Hi-speed  $H_2O_2$ ™

Inovatívna receptúra produktov Incidin OxyFoam S a Incidin OxyWipe S poskytuje výhody patentovaného\* roztoku peroxidu vodíka so širokospektrálnou účinnosťou.

Tieto produkty sú účinné proti širokej škále baktérií a vírusov, nezanechávajú žiadne aktívne usadeniny vďaka svojej rýchlosti odparovania.

Incidin OxyFoam S a OxyWipe S:

- ▲ Poskytujú technológiu Hi-speed  $H_2O_2$ ™
- ▲ Splňajú normu EN 16615
- ▲ Účinná látka sa rozkladá na vodu a kyslík
- ▲ Zabezpečujú vynikajúcu materiálovú kompatibilitu
- ▲ Incidin OxyWipe S sú sporicídnym a virucídnym riešením vo forme utierky, vhodným na všetky povrchy



# Incidin OxyFoam S & OxyWipe S

Sporicídny čistiaci a dezinfekčný prostriedok na okamžité použitie s technológiou Hi-speed H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>™

**3**  
MIN<sup>1</sup>

Sporicídny účinok  
proti *C. difficile*  
(SUSPENZNÝ TEST)

**2**  
MIN<sup>1</sup>

Virucídny  
(ČISTÉ PODMIENKY)

**1**  
MIN<sup>1</sup>

Baktericídny  
(EN 13727 / 16615)

Vlastnosti	Výhody
ÚČINNÝ	Širokospektrálna účinnosť, krátke expozičné časy
BEZPEČNÝ	Účinná látka sa rozkladá na vodu a kyslík, vynikajúca materiálová kompatibilita
PRAKTICKÝ	V jednom kroku čistí aj dezinfikuje, prostriedky na priame použitie

## VÝSLEDKY MIKROBIOLOGICKÝCH A VIROLOGICKÝCH TESTOV

ÚČINNOSŤ V NEZRIEDENOM STAVE	OxyFoam S EXPOZIČNÝ ČAS	OxyWipe S EXPOZIČNÝ ČAS
Dezinfekcia povrchov v súlade s metódou VAH 2015 (vrátane EN 16615), podmienky so záťažou		
Baktericídny účinok a účinok proti kvasinkám	5 min	15 min
Fungicídny účinok	5 min	30 min
Mykobaktericídny účinok	15 min	30 min
Testované v súlade s odporúčaním RKI č. 01/2004*		
Testované v súlade s odporúčaním RKI č. 01/2004*	15 s	30 s
Adeno*	30 s	1 min
Polyoma SV40*	30 s	30 s
Euro-normy (čisté podmienky a podmienky so záťažou)		
EN 13727 (baktericídny účinok)	1 min	2 min
EN 13624 (účinnok proti kvasinkám)	1 min	15 min
EN 13624 (fungicídny účinok)	5 min	30 min
EN 14348 (tuberkulocídny a mykobaktericídny účinok)	5 min	30 min
EN 14476 (virucídny účinok)	2 min** / 30 min	30 min**
EN 14476 Adeno	30 s	30 s
EN 14476 Noro	1 min (čisté podmienky) 15 min (podmienky so záťažou)	15 min
EN 13704 (sporicídny účinok)**	30 min	60 min
EN 13704 ( <i>C. difficile</i> )**	3 min	15 min
Euro-normy (podmienky so záťažou) – 4-field-test		
EN 16615 (baktericídny účinok)	1 min	2 min
EN 16615 (účinnok proti kvasinkám)	1 min	1 min
EN 16615 (fungicídny účinok)	5 min	5 min
EN 16615 (tuberkulocídny a mykobaktericídny účinok)	5 min	5 min
Sporicídny účinok (metóda EN 16615)**	15 min	30 min
<i>C. difficile</i> (metóda EN 16615)**	5 min	5 min

\* DW 2008

\*\* čisté podmienky

## INCIDIN OXYFOAM S NÁVOD NA POUŽITIE



1. Nastriekajte produkt na povrch zo vzdialenosti približne 30 cm.
2. Utrite povrch tak, aby ste zabezpečili kontakt produktu s celou plochou počas doby pôsobenia
3. Nechajte ho uschnúť.



1. Aplikujte produkt na čistú utierku
2. Utrite povrch tak, aby ste zabezpečili kontakt produktu s celou plochou počas doby pôsobenia
3. Nechajte ho uschnúť.

**ECOLAB s.r.o.**  
Čajakova 18  
811 05 Bratislava  
SLOVAKIA

+421 2 57 20 49 15-16

www.sk.ecolab.eu



**ECOLAB**  
**DEUTSCHLAND GmbH**  
Ecolab-Allee 1  
40789 Monheim am Rhein  
Germany  
+49 (0) 2173 599 0  
www.de.ecolab.eu

ÚČINNÝ.  
BEZPEČNÝ.  
PRAKTICKÝ.

## OBLASŤ POUŽITIA

**Incidin OxyFoam S:**  
Penový sprej na čistenie a dezinfekciu plôch a povrchov v zdravotníctve.



BIOZID N-12164

**Incidin OxyWipe S:**  
Utierky na čistenie a dezinfekciu plôch a povrchov v zdravotníctve.

## NÁVOD NA POUŽITIE

**Incidin OxyFoam S:** Nastriekajte prípravok na povrch zo vzdialenosti približne 30 cm alebo ho aplikujte na suchú utierku. Utrite povrch tak, aby ste zabezpečili kontakt produktu s celou plochou počas doby pôsobenia. Prípadne aplikujte produkt v nezriedenom stave na čistú utierku, utrite povrch a nechajte ho uschnúť.

**Incidin OxyWipe S:** Zoberte jednu utierku. Utrite povrch tak, aby ste zabezpečili kontakt produktu s celou plochou počas doby pôsobenia.

Nechajte povrch uschnúť a neoplachujte ho. Uistite sa, že ste dokonale utreli celý povrch. Po použití zatvorte veko. Nepoužívať na konečnú dezinfekciu invazívnych lekárskeho prístrojov. Nepoužívajte produkt na povrchy citlivé na oxidačné prípravky, ako sú mramor, meď alebo mosadz.

## ZLOŽENIE

**100g obsahuje:**

**Incidin OxyFoam S:** 1,5 g peroxidu vodíka  
**Incidin OxyWipe S:** 1,5 g peroxidu vodíka

## BALENIE A INFORMÁCIE NA ÚČELY OBJEDNÁVOK

PRODUKT	BALENIE	OBJ. KÓD
Incidin OxyFoam S	6 x 750ml	3082040
Incidin OxyWipe S	6 x 100	3082220

## SKLADOVANIE

Produkt by sa mal uskladniť v nádobe, v ktorej bol dodaný pri teplote nižšej ako 25°C na chladnom a suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia. Doba skladovania po prvom otvorení: **Incidin OxyFoam S:** do dátumu spotreby **Incidin OxyWipe S:** 3 mesiace

Referencie  
1. Incidin OxyFoam S

POUŽÍVAJTE BIOCIDY BEZPEČNÝM SPÔSOBOM.  
PRED POUŽITÍM SI VŽDY PREČÍTAJTE ETIKETU  
A INFORMÁCIE O VÝROBKU.  
LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE.

**ECOLAB®**