



DEZINFEKČNÝ ALKOHOLOVÝ PROSTRIEDOK S RÝCHLYM ÚČINKOM

Incidin™ Liquid

DEZINFEKČNÝ ALKOHOLOVÝ PRÍPRAVOK NA PRIAME POUŽITIE

Poskytuje vysokú bezpečnosť pre používateľa a široké spektrum účinnosti vrátane TBC a Norovírusov.

Incidin Liquid ďalej poskytuje:

- Krátku expozičnú dobu
- Zloženie bez farbív a parfumácie
- Vynikajúcu kompatibilitu s povrchmi odolnými voči alkoholom
- Kompatibilitu s utierkami Incidin Dry Wipes System



Incidin™ Liquid

Dezinfekčný alkoholový prípravok na priame použitie



Incidin Liquid Spray
600 ml fľaša



Incidin Liquid
1l fľaša



Incidin Liquid
5l kanister

ŠIROKÉ SPEKTRUM ÚČINNOSTI POČAS KRÁTKEJ EXPOZIČNEJ DOBY

Vďaka širokému spektru účinnosti počas krátkej expozičnej doby, je Incidin Liquid ideálny aj pre oblasť intenzívnej starostlivosti a iné vysokorizikové oblasti. Jednotlivé expozičné časy sú znázornené v tabuľke nižšie.

SPOLAHLIVÉ POUŽITIE

Incidin Liquid zaisťuje spoľahlivé používanie pre všetky aplikačné oblasti vďaka možnosti priameho použitia a jeho vynikajúcej materiállovej kompatibilita na povrchoch odolných voči alkoholu.

BEZ FARBÍV A PARFUMÁCIE

Zloženie bez farbív a parfumácie, zaisťuje pohodlné a spoľahlivé používanie produktu.

VÝSLEDKY MIKROBIOLOGICKÝCH TESTOV

ÚČINNOSŤ NEZRIEDENÉHO ROZTOKU	EXPOZIČNÝ ČAS
Dezinfekcia povrchov podľa VAH s/bez mechanického pôsobenia (baktericídna, tuberkulocídna účinnosť, účinný proti kvasinkám)	5 min
Rýchla dezinfekcia povrchov podľa VAH metóda 2015 bez mechanického pôsobenia	1 min
EN 13727 / EN 13624 / EN 14348 (baktericídna účinnosť, účinnosť proti kvasinkám, tuberkulocídna účinnosť)	1 min
EN 16615 baktericídna účinnosť, účinnosť proti kvasinkám	1 min
EN 16615 tuberkulocídna účinnosť	1 min
RKI-DVV 01/2004* / EN 14476 Účinnosť proti obaleným vírusom	30 s
DVV 2015* / EN 14476 Obmedzené spektrum virucídnej účinnosti	10 min
EN 14476 Adeno	1 min
EN 14476 Noro	10 min
DVV 2015* / EN 14476 (čisté podmienky) Rota	30 s
EN 16777 Noro (podmienky s vyššou záťažou)	10 min
EN 16777 Adeno (podmienky s vyššou záťažou)	5 min
EN 16777 Vaccinia (podmienky s vyššou záťažou)	1 min

*DVV 2015 (suspenný test)

BALENIE A INFORMÁCIE PRE OBJEDNÁVANIE

PRODUKT	BALENIE	KÓD
Incidin Liquid Spray fľaša	12 x 600 ml	3096150
Incidin Liquid fľaša	12 x 1 L	3096130
Incidin Liquid kanister	2 x 5 L	3096190

OBLASŤ POUŽITIA

Dezinfekčný sprej na priame použitie, určený na dezinfekciu zdravotníckych pomôcok.

NÁVOD NA POUŽITIE

Prípravok používajte neriedený. Prípravok aplikujte pomocou čistej netkanej textílie (gáza, buničina a pod.), alebo postrekom na povrch odolný voči alkoholu (40 ml/m²) zo vzdialenosti cca. 30 cm a nechajte zaschnúť. Dbajte na dôkladné zmáčanie celého povrchu.

ZLOŽENIE

Obsah účinných látok v 100 g prípravku: 35g propán-2-ol, 25g propán-1-ol

SKLADOVANIE

Výrobok je potrebné skladovať v originálnom obale pri teplote do 25°C. Skladujte na suchom mieste mimo dosahu priameho slnečného žiarenia.

POUŽÍVAJTE ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY BEZPEČNE

Pred použitím si pozorne prečítajte etiketu a informácie o výrobku.



LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE.

Distribútor pre SR:

ECOLAB s.r.o.

Voctářova 2449/5, Libeň
180 00 Praha 8
Česká republika



ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH

Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany



www.ecolab.com