

OBJAVTE NOVÚ SILU PRE VAŠU CENTRÁLNU STERILIZÁCIU – SPOJENIE SILY 5 ENZÝMOV V JEDINEČNOM PRODUKTE

Aniosyme Synergy 5

JEDINEČNÝ ČISTIACI PROSTRIEDOK S 5 ENZÝMAMI NA KOMPLETNÉ MANUÁLNE AJ AUTOMATICKÉ ČISTENIE NÁSTROJOV

Aniosyme Synergy 5 je prvý čistiaci prostriedok s 5 enzýmami na viacnásobné použitie. Aniosyme Synergy 5 poskytuje vynikajúci čistiaci účinok pri ručnom aj automatickom umývaní nástrojov, t.j. zjednodušuje procesy na oddelení centrálnej sterilizácie.

Aniosyme Synergy 5:

- **JEDINEČNÝ** – čistiaci prostriedok s 5 enzýmami so širokým rozsahom čistiacich schopností
- **ÚČINNÝ** – Pôsobí už po 5 minútach v umývacích dezinfektoroch pri akejkoľvek kvalite vody
- **SYNERGICKÝ** – jednotlivé zložky sa vzájomne podporujú a zosilňujú svoj účinok. Vhodný na manuálny a automatický reprocessing nástrojov nielen na oddelení centrálnej sterilizácie



Aniosyme Synergy 5

JEDINEČNÝ čistiaci prostriedok s 5 enzýmami na úplné manuálne aj automatické čistenie nástrojov



Aniosyme Synergy 5
5 L kanyster
Objednávkový kód: 3102870

SILNÝ

Osvedčená čistiaca schopnosť už od 5 minút v kombinácii s vynikajúcou materiálovou kompatibilitou.

ENZYMATICKÝ

Odstraňuje všetky druhy znečistenia vďaka flexibilným možnostiam dávkovania a špeciálne vyvinutému enzymatickému zloženiu.

ÚČINNÝ

Aj pri najnižších koncentráciách od 0,1%-0,5% (pri automatickom čistení) poskytuje vynikajúci čistiaci účinok.

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

• Hustota pri	20°C:	1,10 g / ml
• Hodnota pH * (koncentrát) pri	20°C:	7,89
• pH hodnota * (roztok 1 - 5 ml / l) pri	20°C:	6,89 - 7,29
• Vodivosť	20°C:	0,08 - 0,33 mS / cm
(roztok, 2 – 5 ml/l v DI vode)		

*Meranie hodnoty pH za prevádzkových podmienok vždy pomocou pH metra s teplotnou kompenzáciou.

INFORMÁCIE PRE OBJEDNANIE

POUŽITIE V NAMÁČANÍ ALEBO ULTRAZVUKOVOM KÚPELI	BALENIE	OBJEDNÁVKOVÝ KÓD
Aniosyme Synergy 5	12 x 1 L fľaša	3102850
Aniosyme Synergy 5	4 x 5 L kanyster + 25 ml pumpa	3102870



LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Distribútor pre SR:

ECOLAB s.r.o.
Voctářova 2449/5, Libeň
180 00 Praha 8
Česká republika

OBLASŤ POUŽITIA

Čistiaci produkt na nástroje zložený z 5 enzýmami. Čistenie chirurgických a lekárskeho nástrojov, endoskopov a zdravotníckych pomôcok ponorením, v ultrazvukových umývačkách, automatických umývačkách a umývacích tuneloch.

NÁVOD NA POUŽITIE

Manuálne čistenie

- Koncentrovaný roztok na profesionálne použitie.
- Používajte v riedení od 0,5 % do 2 %.
- Účinnosť už od 5 minút.
- Upravte kontaktný čas a teplotu vody na riedenia podľa stupňa znečistenia. V prípade potreby dočistite kefkou. Dôkladne opláchnite.
- Maximálna teplota: 35 °C

Automatizované použitie

- Koncentrovaný roztok na profesionálne použitie.
- Používajte v riedení od 0,1% do 0,5%.
- Účinnosť už od 5 minút.
- Koncentráciu, kontaktný čas a teplotu vody upravte podľa stupňa znečistenia a použitej metódy čistenia. V prípade potreby dočistite kefkou. Dôkladne opláchnite.
- Maximálna teplota: 60 °C

ZLOŽENIE

Neiónové a kationové povrchovo aktívne látky, sekvestračné činidlo, stabilizátor, komplex enzymatických pomocných látok.

SKLADOVANIE

Nebezpečný - berte do úvahy bezpečnostné pokyny (vypracované v súlade s európskymi pravidlami týkajúcimi sa klasifikácie a označovania chemických prípravkov). Skladujte pri teplotách +5 °C a +25 °C.

CERTIFIKÁCIA

Certifikáty poskytujeme na požiadanie.

POUŽÍVAJTE ZDRAVOTNÍCKY PROSTRIEDOK BEZPEČNE

Pozorne si prečítajte príbalový leták a informácie o produkte.



LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE



www.ecolab.sk