



QUICK VAC TRANSPORT


ODSÁVACÍ JEDNOTKA

- VYSOKÝ VÝKON SÁNÍ
- MALÁ A LEHKÁ
- **PŘIJATELNÁ CENA**
- INDIKÁTORY BATERIE, SÍTĚ, DOBÍJENÍ
- INTEGROVANÝ DRŽÁK NA POSTELOVÉ MADLO
- **SYSTÉM CHYTRÉHO MANAGEMENTU BATERIE**

- VYSOKÝ VÝKON SÁNÍ
- MALÁ A LEHKÁ
- **PŘIJATELNÁ CENA**
- INDIKÁTORY BATERIE, SÍTĚ, DOBÍJENÍ
- INTEGROVANÝ DRŽÁK NA POSTELOVÉ MADLO
- **SYSTÉM CHYTRÉHO MANAGEMENTU BATERIE**

QUICK VAC TRANSPORT

Je kompaktní moderní lékařské zařízení pro efektivní sání, vhodné pro použití v nemocničním i domácím prostředí. Dvojité pístové bezolejové vakuové čerpadlo zajišťuje dynamický výkon odsávání (20 l/min) a nevyžaduje žádnou údržbu. Užíváním regulátoru odsávání lze kontrolovat hladinu tlaku v rozsahu 0 – 90 kPa. Hodnota je monitorována manovakuometrem. Tuto sací jednotku lze použít s lahvemi o objemu 0,5 l a 1 l, jednorázovými lahvemi Flovac o objemu 1 l nebo s jednorázovým sáčkem Flovac o objemu 1 l.



Uchycení držáků lahví různých velikostí

Držáky lahví

Indikátory baterie/sítě/nabíjení /připravenosti

Ergonomický regulátor podtlaku

Manovakuometr v kPa, mmHg, Bar a cmH₂O, barevně odlišený

Obal je vyroben z masivního, ohnivzdorného materiálu s ochranou proti UV záření

Vypínač

Konektor 12 V (do auta)

Integrovaný držák pro rychlé a bezpečné uchycení odsávačky

TECHNICKÉ ÚDAJE

PARAMETRY

Max. podtlak	85 kPa (637 mmHg) ± 8%
Velikost (w × h × l)	510 × 230 × 140 mm (incl. 1 l jar)
Váha	5,5 kg
Lahve	0,5 / 1 / FLOVAC 1 / sáček FLOVAC 1 l
Napětí	90 V AC - 264 V AC 47 Hz - 63 Hz
Výkon sání	20 l / min *
Ochranné zařízení proti přesátí	bezpečnostní ventil v lahvi
Doba provozu z baterie	4,0 hod.
Doba nabíjení baterie	minimálně 4 hodiny poté, co se objeví indikátor nízké baterie

* (krátkodobé použití 30 minut, 10 minut pauza)

MIKROBIOLOGICKÝ SACÍ FILTR (MSF)

Mikrobiologický sací filtr je antibakteriální a antivirový sací filtr. MSF předchází možné kontaminaci prostředí bakteriemi, viry a částicemi přenesenými z pacientů během užívání sací jednotky. Použitím MSF tak lze předejít možnému rozšíření kontaminovaného vzduchu ze zařízení do okolního prostředí a zároveň ochránit zařízení před potenciálním přesátím.

Objednací číslo: 271-022-001 (20 pcs/box)

QUICK VAC TRANSPORT

ODSÁVACÍ JEDNOTKA

Quick Vac Transport objednáč. číslo: 11-1230

PŘÍDAVNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

PRO VŠECHNY MODELY

Kabel pro připojení v autě 12 V
Držák lahve 0,5 l a 1 l; lahev Flovac 1 l
Lahev 0,5 l, 1 l; Flovac 1 l, Flovac sáček 1 l
Sací okruh



www.cheiron.eu



Cheirón®
...dýcháme za Vás.

CHEIRÓN a.s., Republikánská 45, 312 00 Plzeň
tel.: 377 590 422 (obch. odd.), fax: 377 590 435
e-mail: obchod@cheiron.eu, www.cheiron.eu

Regionální kanceláře: PRAHA mobil: 602 145 043, mobil: 721 836 986, mobil: 602 487 077
PLZEŇ mobil: 602 642 294, ČESKÉ BUDĚJOVICE mobil: 602 642 291, OSTRAVA mobil: 601 395 447
HRADEC KRÁLOVÉ mobil: 602 149 179, BRNO mobil: 725 714 941



ISO 13485