

Vlastná ponuka – Časť IX.

1.-2. SCHULKE WIPES, SCHULKE WIPES ZÁSOBNÍK

Systém zásobníkov a utierok pre opakované použitie, vhodné do bežnej prevádzky a menej rizikového prostredia, praktické a ekonomické. Ľahká príprava a manipulácia, 2 druhy veľkostí zásobníkov a utierok, certifikovaný zdravotnícky prostriedok.

Dodanie zahrnuté v cene tovaru.

V Kočovciach, 10.1.2022

Perfect Distribution a.s.
organizácia zložka
Člen skupiny AGEL
Kočovce 244, 916 31 Kočovce
IČO: 47719150, DIČ: 4020286765
Tel.: +421 323 700 411
www.perfectdistribution.sk
SK7120001372

-2-

Ing. Róbert Vecel
Vedúci organizačnej zložky
Perfect Distribution a.s. – organizačná zložka

schülke wipes safe & easy

Inovativní systém zásobníku a jednorázových utěrek pro dezinfekci malých ploch otěrem.

Vysoký standard hygieny a čistoty.



safe & easy
bag-in-box system

schülke →

schülke wipes
Spenderbox

bag-in-box system

safe & easy
bagless system

schülke →

schülke wipes
Spenderreimer

bagless system

plus of pure
efficiency

- 
- A young child with blonde hair is lying in a hospital bed, wearing a blue patterned hospital gown and a clear nasal cannula. The child is looking towards the left. In the background, there is a medical cart with various supplies and a wall-mounted monitor. The scene is brightly lit, suggesting a clinical setting.
- V rizikových oblastech a pro rizikové pacienty snadno a bezpečně se schülke wipes safe & easy.

schülke wipes safe & easy Jednoduché, a proto mimořádně bezpečné.

schülke wipes



Rychlé a praktické

schülke wipes – Zásobníky s utěrkami, které se přelívají pracovním roztokem dezinfekčního přípravku. Pro rychlou a snadnou dezinfekci ploch v méně rizikových oblastech. Stabilita roztoků po 28 dní.

schülke wipes

safe & easy
bag-in-box system



schülke wipes

safe & easy
bagless system



Mimořádně bezpečné

schülke wipes safe & easy – Jednorázové sety zásobníku a utěrek, obzvláště vhodné pro použití v oblastech s vysokým rizikem infekce pro pacienty a personál. Pro vysokou úroveň bezpečnosti, hygieny a čistoty s minimalizací rizika kontaminace. Set je určen pouze pro jednorázové použití (zásobník / bag).

Používáním schülke ubrousků docílíte vysokého standardu hygieny a bezpečnosti i v rizikovém prostředí!

Čím vyšší je riziko infekce pro pacienty a zaměstnance, tím důležitější je důsledná, bezpečná a spolehlivá dezinfekce.



Pro rizikové prostředí

safe & easy
bagless system

schülke wipes safe & easy

Návod na použití (hygienické podmínky):

Krok 1

Pro ochranu zdraví pracovníků
i prevenci kontaminace
schülke wipes safe & easy Vám
doporučujeme před započetím
práce si vydezinfikovat ruce,
nasadit rukavice a ochranné
pomůcky (oděv, brýle).



Můžete také shlédnout
výukové video safe & easy
Training Video
(www.youtube.com/user/Schuelkechannel)

Nebo naskenujte tento QR
KÓD napravo.

Více informací najdete na:
www.safe-and-easy.com



Krok 2

Odlepte samolepící
štítek ze zásobníku.



Krok 3

Přilepte štítek na
vyznačené místo
na kbelíku.



Krok 4

Povytněte jeden
ubrousek ze středu role.
Nalijte do otvoru ve víku
2 litry předem přípra-
veného pracovního
roztoku nebo hotového
koncentrovaného roztoku
(v případě roztoků ready
to use). Roztok vlévejte
pomalu a rovnoměrně
krouživým pohybem
přes celou roli utěrek
v zásobníku.



Krok 5

Vyjměte víčko
z ochranného
obalu. Pro-
táhněte první
povytažený
ubrousek přes
střed víčka.



Krok 6

Zatlačte víčko
do otvoru ve
víku a otočením
zašroubujte.



Krok 7

První
povytažený
ubrousek
vytáhněte
a vyhodte.
Víčko opatrně
uzavřete.



Krok 8

Vyplňte údaje na štítku.



Krok 9

Nechte ubrousky nasáknout roztokem
po dobu 30 minut.

30 min.



Krok 10

Schülke wipes
safe & easy utěrky
jsou připraveny
k použití. Vytáhněte
ubrousky a střejte
povrch. Vždy řádně
uzavřete víčko na
zásobníku.



Ubrousky je možné používat po dobu 28 dnů. Po uplynutí této doby ubrousky již nepoužívejte a zlikvidujte obal i obsah zásobníku.

safe & easy
bezpečné. rychlé. stabilní.

schülke wipes

safe & easy
bagless system

Výborné, protože ...

- Jednoduché použití a vysoká úroveň hygieny
- Snadné přenášení díky praktickému úchytu
- Dostatečná velikost ubrousků
- Použití dezinfekčního roztoku a účinné látky dle Vašeho výběru
- Průhledné víko pro kontrolu spotřeby vlhčených ubrousků
- Stohovatelné / prostorově úsporné zásobníky

Bezpečnost pro všechny druhy povrchů:

- Systém je opatřen pojistným štítkem, který zaručuje jednorázové použití
- Provedeny testy stability s produkty schülke / Bochemie
- Ochrana proti znečištění otvoru víčka před prachem

Jednorázový
systém

bezpečný

pojistka pro jednorázové použití

rychlý

snadná a rychlá příprava

stabilní

stabilní obsah aktivních látek
a bezpečné použití




Řada safe & easy

Bezpečné a jednoduché v každém kroku přípravy.

Malý rozdíl s velkým vlivem.

schülke wipes – Zásobníky k opakovanému použití.

1. Válec utěrek vložte přímo do zásobníku a přelijte krouživým pohybem povrch utěrek pracovním roztokem nebo koncentrátem vybraného dezinfekčního přípravku.
2. Vyplňte štítek potřebnými údaji.
3. Po vypotřebování utěrek nebo nejpozději po 28 dnech používání vyprázdněte zásobník. Připravte zásobník a víko pro další použití.



Univerzálně použitelný

Kritické fáze při využívání systémů utěrek v zásobníku:*

1. Plnění
2. V průběhu používání
3. Příprava na další použití




schülke wipes



– Mimořádně bezpečné systémy

1. **Safe / Bezpečné:** V sáčku / zásobníku je role utěrek chráněna.
2. V den přípravy vyplňte přiložený štítek. Poznačte si den ukončení používání (max. 28 dní ode dne přípravy).
3. **Easy / Snadné:** po vypotřebování, nebo po 28 dnech prostě zlikvidujete.

safe & easy bag in box systém
(sáček v zásobníku) ...



... nebo rychlejší bagless systém
(bez sáčku).



Hygienickou úroveň lze snadno zvýšit použitím jednorázových systémů zásobníků a utěrek.

* 1. Empfehlung zur Kontrolle kritischer Punkte bei der Anwendung von Tuchspendersystemen im Vorgetränkssystem für die Flächendesinfektion (2012)
2. Kontrollmaßnahmen bei der Anwendung von Tuchspendersystemen für die Flächendesinfektion in Abhängigkeit vom Risikoprofil (2013)

schülke wipes | schülke wipes safe & easy

Přehled

Jak si vybrat správný systém vlhčených ubrousků?

		System zásobníků a vlhčených ubrousků			
		schülke wipes mini zásobník (40 ubrousků) Mat.-Nr. 119530	schülke wipes zásobník (100 ubrousků) Mat.-Nr. 119503	schülke wipes safe & easy bag-in-box System (111 ubrousků v bagech/sáčcích) Mat.-Nr. 119542	schülke wipes safe & easy bagless System (130 vložených ubrousků) Mat.-Nr. 119544
Náhled produktů					
Rizikovost prostředí		nizké riziko	nizké riziko	vysoké riziko	vysoké riziko
Oblast použití		System zásobníků a vlhčených utěrek pro použití ve všech oblastech nemocnic, pečovatelských domů, ambulancí a rychlé lékařské služby. Zásobníky pro opakované použití.		Zásobníky a utěrky schülke wipes safe & easy jsou ideální dezinfekční ubrousky pro použití do oblastí se zvláště vysokým rizikem přenosu patogenů (např. Intenzivní péče, imunodeficitní pacienti, neonatologie).	
Applikace / Likvidace		Doplnění zásobníků novou rolí utěrek po použití / dopotřebování / uplynutí doby expirace.		Bag se šroubovacím uzávěrem po spotřebování zlikvidovat.	Celý zásobník po spotřebování obsahu zlikvidovat.
Počet ubrousků	schülke wipes mini 40 Mat.-Nr. 119532	40			
	schülke wipes 100 Mat.-Nr. 119503		100		
	schülke wipes safe & easy bag Mat.-Nr. 119544			111 (v bagech)	
	schülke wipes safe & easy bagless systém Mat.-Nr. 119544				130 (vložených ubrousků)
Potřebné množství tekutiny (pracovního roztoku či koncentrátu)		1,5 l		3 l pracovního roztoku nebo roztoku ready-to-use	
Vhodné dezinfekční přípravky „Ready to use“		• mikrozid® AF liquid • mikrozid® sensitive liquid • desprej • desprej sensitive			
Vhodné dezinfekční přípravky pro přípravu roztoků*		• antisept® extra • Desinfektions-Reiniger AF • terralin® protect • terralin® PAA** • Desam Effekt • Desam Extra • Desam OX • Desam GK • Chloramin T • Chloramix DT			

* Maximální životnost 28 dní / ** Maximální životnost až 12 hodin v schülke mini



Videa školení pro plnění systémů schülke wipes lze nalézt na YouTube (www.youtube.com/user/schuelkeChannel)



vhodné zejména
pro rizikové oblasti

schülke wipes safe & easy

Inovativní systém zásobníku
a vlhčených utěrek

safe & easy
bagless system

Naše Plus

- Inovativní bezsáčkový systém se 130 vloženými utěrkami
- odpadá složitá příprava
- velmi rychlá a snadná manipulace
- certifikovaný zdravotnický prostředek

Více informací na: www.safe-and-easy.com



Logistické informace:

schülke wipes safe & easy bagless system

Karton se 6-ti zásobníky á 130 ks utěrek

Mat.-Nr. 119544

Příslušenství:

Držák na zeď schülke wipes



vhodné zejména
pro rizikové oblasti

schülke wipes safe & easy

Inovativní systém zásobníku
a vlhčených utěrek v bagu.

safe & easy
bag-in-box system

Naše Plus

- Inovativní bag-in-box systém se 130 utěrkami v bagu
- odpadá složitá příprava
- velmi rychlá a snadná manipulace
- certifikovaný zdravotnický prostředek

Více informací na: www.safe-and-easy.com



Logistické informace:

schülke wipes safe & easy bag-in-box system

Karton se 6-ti bagy á 111 ks utěrek

Mat.-Nr. 119546

Karton s 10 zásobníky

Mat.-Nr. 119542

Příslušenství:

Držák na zeď schülke wipes



praktické a ekonomické
pro méně rizikové
oblasti

schülke wipes

Systém utěrek a zásobníku pro opakované použití na dezinfekci ploch
a povrchů zdravotnických prostředků.

Naše Plus

- snadná manipulace
- životnost až 28 dní
- různé velikosti válců s utěrkami
- certifikovaný zdravotnický prostředek

Více informací na: www.schuelke-wipes.de



Logistické informace:

schülke wipes – zásobníky

schülke wipes mini – zásobník (pro roli 40 ubrousků)

Mat.-Nr. 119530

schülke wipes zásobník – (pro roli 100 ubrousků)

Mat.-Nr. 119523

schülke wipes – ubrousky

schülke wipes mini – ubrousky 40 ks, 10 rolí

Mat.-Nr. 119530

schülke wipes – ubrousky 100 ks, 6 rolí

Mat.-Nr. 119503

Příslušenství:

Držák na zeď schülke wipes



www.facebook.com/myschuelke



www.youtube.com/schuelkechannel

Výrobce:
Schülke & Mayr GmbH
Ruhle, Kath Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Telefon +49 (0) 40 32100-0
+49 (0) 40 32100-310
mailto:mail@schuelke.com
www.schuelke.com

Distributor v ČR:
Schülke CZ s.r.o.
Lidická 32a
735 01 Böhumin
Česká republika
tel.: +420 588 320 260
schuelkecz@schuelke.com
www.schuelke.cz

Distributor v SR:
Schülke SK s.r.o.
Mátyhošská 3
931 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 445 444 167
www.schuelke.sk

číslo účtu skupiny




Prohlášení

Schulke CZ, s.r.o. vydává toto prohlášení o kompatibilitě dezinfekčních přípravků se systémem suchých utěrek „schulke wipes“ na základě výsledků stabilit pracovních roztoků přípravků Schulke pro baktericidní, levurocidní a omezeně virucidní účinnost.

Název produktu	Koncentrace	Expoziční čas
antifect® extra	1%	5 min
terralin® protect	2%	15 min
mikrozid® AF liquid	100%	1 min
mikrozid® sensitive liquid	100%	1 min
desprej® new	100%	30 sek
desprej® sensitive	100%	15 min
desam® extra	1%	15 min
desam® effekt +	0,5%	10 min
desam® effect	0,5%	10 min
desam® OX	2%	5 min
desam® prim	3%	5 min
chloramin® T	2%	30 min

1 / 1

V Bohumíně, 19.06.2020


 Ing. Andrea Lattenbergová
 Produktový manažer



Schulke CZ, s.r.o.
 Lidická 445, 735 81 Bohumín
 Czech Republic
 IČ: 243 01 779, DIČ: CZ 243 01 779

