

Špecifikácia predmetu zákazky:

| ID       | Technické špecifikácie   |  | Parametre                            | Bodové kritérium | Počet bodov | áno/nie |
|----------|--|--|--------------------------------------|------------------|-------------|---------|
| LIN OAIM | Infúzia  |  |                                      |                  |             |         |
| LIN OAIM | Rýchlosť prietoku  |  | 0,01 - min 999 ml/h                  |                  |             | áno     |
| LIN OAIM | Možnosť zvyšovania prietoku o 0,01   |  | bez preferencie                      |                  |             | áno     |
| LIN OAIM | Presnosť rýchlosti prietoku prístroja so striekačkou                         |  | max +- 3%                            |                  |             | áno     |
| LIN OAIM | Objemy použiteľných striekačiek  |  | min 5, 10, 20, 30, 50, 60 ml         |                  |             | áno     |
| LIN OAIM | Databáza kompatibilných striekačiek dostupných na SK trhu                    |  | min. BD, B. Braun, Terumo, Fresenius |                  |             | áno     |
| LIN OAIM | Režimy infúzie   |  |                                      |                  |             |         |
| LIN OAIM | Kontinuálny režim  |  | áno                                  |                  |             | áno     |
| LIN OAIM | Režim - Dávka/objem za čas   |  | áno                                  |                  |             | áno     |
| LIN OAIM | Režim - Nábeh a pokles   |  | bez preferencie                      |                  |             | nie     |
| LIN OAIM | Režim - Viacnásobná dávka  |  | áno                                  |                  |             | áno     |
| LIN OAIM | Programovateľný režim  |  | bez preferencie                      | body za áno      | 2,5         | áno     |
| LIN OAIM | Možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie |  | áno                                  |                  |             | áno     |
| LIN OAIM | PCA (pacientom kontrolovaná analgézia)                                       |  | bez preferencie                      |                  |             | nie     |
| LIN OAIM | TIVA   |  | bez preferencie                      |                  |             | nie     |
| LIN OAIM | TCI (Target controlled infusion)   |  | bez preferencie                      |                  |             | nie     |
| LIN OAIM | TOM (Take over mode)   |  | bez preferencie                      | body za áno      | 2,5         | nie     |
| LIN OAIM | Možnosť dodatočného naištalovania softvéru TCI                               |  | bez preferencie                      |                  |             | nie     |
| LIN OAIM | Možnosť dodatočného naištalovania softvéru PCA                               |  | bez preferencie                      |                  |             | nie     |
| LIN OAIM | Možnosť dodatočného naištalovania softvéru TOM                               |  | bez preferencie                      |                  |             | nie     |
| LIN OAIM | Možnosť podania dávky s gravitačnou infúziou                                 |  | bez preferencie                      |                  |             | áno     |
| LIN OAIM | Režim dávky - podávanie na základe koncentrácie lieku                        |  |                                      |                  |             |         |
| LIN OAIM | Výpočet dávky priamo v pumpe   |  | áno                                  |                  |             | áno     |
| LIN OAIM | Minimálne dostupné jednotky dávky: µg, mg, g, mmol, IU, mEq                  |  | áno (okrem IU a mEq)                 |                  |             | áno     |
| LIN OAIM | Možnosť nastavenia dávky vzhľadom na hmotnosť, plochu tela v m2, čas         |  | áno                                  |                  |             | áno     |
| LIN OAIM | Prednastavenie celkového požadovaného objemu infúzie (VTBI)                  |  | min 0,1 - 999 ml                     |                  |             | áno     |
| LIN OAIM | Prednastavenie celkového požadovaného času infúzie (TTBI)                    |  | min 0:01 - hodina                    |                  |             | áno     |
| LIN OAIM | Bolus  |  | min 50 - 1 200 ml/h                  |                  |             | áno     |

|          |   |                                     |             |
|----------|---|-------------------------------------|-------------|
| LIN OAIM | Objem bolusu  | min 0,1 - 50,00 ml                  | áno         |
| LIN OAIM | Manuálny bolus  | áno                                 | áno         |
| LIN OAIM | Automatický bolus   | áno                                 | áno         |
| LIN OAIM | KVO   | bez preferencie                     | áno         |
| LIN OAIM | Záznam udalostí s dátumom a časom                           | min počet 1000                      | áno         |
| LIN OAIM | Grafická história (objem/dávka, tlak, prietok)              | bez preferencie                     | áno         |
| LIN OAIM | Nastavenie osvetlenia displeja                              | bez preferencie                     | áno         |
| LIN OAIM | Nastavenie osvetlenia tlačidiel                             | bez preferencie                     | nie         |
| LIN OAIM | Dlhá pauza - Standby  | min 1 min - 24 hodín                | áno         |
| LIN OAIM | Knižnica liekov   | áno                                 | áno         |
| LIN OAIM | - možnosť vzdialeného nastavovania knižnice liekov          | bez preferencie                     | áno         |
| LIN OAIM | - možnosť vytvorenia individuálnej knižnice liekov          | áno                                 | áno         |
| LIN OAIM | Počet liekov v knižnici liekov                              | min 256                             | áno         |
| LIN OAIM | Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku      | áno                                 | áno         |
| LIN OAIM | Možnosť použitia čiarového kódu                             | bez preferencie                     | áno         |
| LIN OAIM | Riadenie tlaku  |                                     | nie         |
| LIN OAIM | Tlakové limity oklúzneho tlaku                              | áno min 75 - 750 mmHG               | áno         |
| LIN OAIM | Počet stupňov nastavenia oklúzneho tlaku                    | min 9                               | áno         |
| LIN OAIM | Špeciálny softvér na sledovanie tlakov - nastavba           | áno                                 | áno         |
| LIN OAIM | System dynamického tlaku                                    | áno                                 | áno         |
| LIN OAIM | Bezpečnostné prvky  |                                     |             |
| LIN OAIM | Automatické uchytienie striekačky pri vkladaní              | bez preferencie                     | body za 2,5 |
| LIN OAIM | Manuálne uchytienie striekačky pri vkladaní                 | min. manuálne (ak nemá automatické) | áno         |
| LIN OAIM | Nemožnosť úplne vypnúť prístroj ak je vložená striekačka    | bez preferencie                     | nie         |
| LIN OAIM | Kontrola polohy a uchytienia striekačky                     | áno                                 | áno         |
| LIN OAIM | Mechanická ochrana proti nežiaducej bolusu                  | áno                                 | áno         |
| LIN OAIM | Alarmy a predalarmy   |                                     |             |
| LIN OAIM | Signalizácia alarmu zvukovo a vizuálne                      | áno                                 | áno         |
| LIN OAIM | Textová identifikácia alarmu                                | áno                                 | áno         |
| LIN OAIM | Možnosť nastavenia hlasitosti zvukového alarmu              | áno                                 | áno         |
| LIN OAIM | Alarm nesprávnej polohy a uchytienia striekačky             | áno                                 | áno         |
| LIN OAIM | Tlakový alarm s automatickým odbúraním bolusu do striekačky | áno                                 | áno         |
| LIN OAIM | Alarm konca striekačky                                      | áno                                 | áno         |
| LIN OAIM | Alarm odpojenia od elektrickej siete                        | áno                                 | áno         |

|          |  |                 |     |
|----------|--|-----------------|-----|
| LIN OAIM | Dlhá nečinnosť zapnutého prístroja/nepotvrdené zadanie   | áno             | áno |
| LIN OAIM | Koniec Standby (dlhá pauza)  | áno             | áno |
| LIN OAIM | Alarm výbitej batérie  | áno             | áno |
| LIN OAIM | Porucha prístroja  | áno             | áno |
| LIN OAIM | Alarm prekročenia Soft a Hard limitov rýchlosti  | áno             | áno |
| LIN OAIM | Alarm pri zadaní hodnoty mimo povolený rozsah  | áno             | áno |
| LIN OAIM | Predalarm konca striekačky   | áno             | áno |
| LIN OAIM | Predalarm vybitia batérie  | áno             | áno |
| LIN OAIM | Predalarm dosiahnutia nastaveného objemu a času  | áno             | áno |
| LIN OAIM | Technické špecifikácie   |                 |     |
| LIN OAIM | Jednofarebný LCD displej   | bez preferencie | áno |
| LIN OAIM | Ovládanie bez dotykového displeja  | bez preferencie | áno |
| LIN OAIM | Farebný LCD displej  | bez preferencie | nie |
| LIN OAIM | Veľkosť displeja   | bez preferencie | áno |
| LIN OAIM | Rozlíšenie displeja  | bez preferencie | áno |
| LIN OAIM | Rozmery (v/š/h)  | bez preferencie | áno |
| LIN OAIM | Hmotnosť   | bez preferencie | áno |
| LIN OAIM | Druh batérie   | bez preferencie | áno |
| LIN OAIM | Výdrž batérie pri 5ml/h  | min 10 h        | áno |
| LIN OAIM | Výdrž batérie pri 20-25 ml/h   | bez preferencie | áno |
| LIN OAIM | Doba nabíjania batérie   | max 8 h         | áno |
| LIN OAIM | Odolnosť proti vode  | Min IP 22       | áno |
| LIN OAIM | WiFi (na samostatnej pumpke)   | bez preferencie | nie |
| LIN OAIM | Možnosť vzájomného fyzického uchytienia púmp do zostavy s fixáciou proti ich odpojeniu bez použitia prídavného príslušenstva | bez preferencie | áno |
| LIN OAIM | Interval odporúčanej pravidelnej technickej prehliadky výrobcom  | max 2 roky      | áno |
| LIN OAIM | Možnosť použitia v prostredí MRI s príslušným príslušenstvom výrobcu   | bez preferencie | áno |
| LIN OAIM | Možnosť upravenia hodnot parametrov podľa požiadaviek užívateľa cez servis   | áno             | áno |
| LIN OAIM | Súčasťou pumpy rúčka na prenášanie   | áno             | áno |
| LIN OAIM | Súčasťou pumpy svorka na upnutie na infúzny stojan a DIN lištu   | áno             | áno |
| LIN OAIM | Súčasťou pumpy sieťový kábel s napájaním na 240 V  | áno             | áno |



|          |   |                            |                  |             |         |
|----------|---|----------------------------|------------------|-------------|---------|
| LIN OAIM | Možnosť uchytenia v dokovacej stanici v ktorejkoľvek pozícii (univerzálnosť)  | áno                        | áno              |             | áno     |
| LIN OAIM | Softvér v Slovenskom / Českom jazyku  | áno                        | áno              |             | áno     |
| LIN OAIM | Možnosť uzamknutia klávesnice s numerickým kódom / pinom / klávesou   | áno                        | áno              |             | áno     |
| LIN OAIM | Otočný ovládací prvok, ktorým sa nastavujú všetky premenné veličiny, ako rýchlosť, objem, čas, kg, liečivo, meno pacienta atď | bez preferencie            |                  |             | nie     |
|          |   |                            |                  |             |         |
| ID       | Technické špecifikácie  | Parametre                  | Bodové kritérium | Počet bodov | áno/nie |
|          |   |                            |                  |             |         |
| Vol OAIM | Volumetrická pumpa  |                            |                  |             |         |
| Vol OAIM | Rýchlosť prietoku   | Min 0.1 - 1200 ml / h      |                  |             | áno     |
| Vol OAIM | Presnosť rýchlosti prietoku so setom  | max +- 5%                  |                  |             | áno     |
| Vol OAIM | Prednastavenie celkového požadovaného objemu infúzie (VTBI)   | min v rozsahu 0,1 - 999 ml |                  |             | áno     |
| Vol OAIM | Režim infúzie   |                            |                  |             |         |
| Vol OAIM | Kontinuálny režim   | áno                        |                  |             | áno     |
| Vol OAIM | Režim - Dávka/objem za čas  | áno                        |                  |             | áno     |
| Vol OAIM | Režim - Nábeh a pokles  | áno                        |                  |             | áno     |
| Vol OAIM | Režim - Viacnásobná dávka   | áno                        |                  |             | áno     |
|          |   |                            |                  |             |         |
| Vol OAIM | Možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie  | áno                        |                  |             | áno     |
| Vol OAIM | Programovateľný režim   | áno                        |                  |             | áno     |
| Vol OAIM | Režim sekundárnej infúzie PIGGY   | áno                        |                  |             | áno     |
| Vol OAIM | PCA (pacientom kontrolovaná analgézia)  |                            |                  |             | nie     |
| Vol OAIM | TIVA  | bez preferencie            |                  |             | nie     |
| Vol OAIM | TCI (Target controlled infusion)  | bez preferencie            |                  |             | nie     |
| Vol OAIM | Podávanie enterálnej výživy aj so setom   | bez preferencie            |                  |             | nie     |
| Vol OAIM | Podávanie transfúzie - ochrana pred hemolýzou (s certifikátom)  | bez preferencie            | body za          | áno         | 5       |
| Vol OAIM | Podávanie transfúzie - krvi   | bez preferencie            |                  |             | áno     |
| Vol OAIM | Podávanie transfúzie - červených krviniek   | bez preferencie            |                  |             | áno     |
| Vol OAIM | Podávanie transfúzie - krvných doštičiek  | bez preferencie            |                  |             | áno     |
| Vol OAIM | Podávanie transfúzie - plazmy   | bez preferencie            |                  |             | áno     |
| Vol OAIM | Podávanie transfúzie - albumína   | bez preferencie            |                  |             | áno     |
| Vol OAIM | Podávanie onkologických liečiv bezpečnostnými setmi   | bez preferencie            |                  |             | áno     |

|          |  |                               |     |
|----------|--|-------------------------------|-----|
| Vol OAIM | Automatické zabránenie voľného toku infúzie do žily pacienta pri vytiahnutí setu z pumpy | áno                           | áno |
| Vol OAIM | Možnosť dodatočného nainštalovania softvéru TCI  | bez preferencie               | nie |
| Vol OAIM | Možnosť dodatočného nainštalovania softvéru PCA  | bez preferencie               | nie |
| Vol OAIM | Režim dávky - podávanie na základe koncentrácie lieku                                    | áno okrem IU                  |     |
| Vol OAIM | Výpočet dávky priamo v pumpe   | áno                           | áno |
| Vol OAIM | Minimálne dostupné jednotky dávky: µg, mg, g, mmol, IU, mEq, kcal                        | áno (okrem IU a mEq)          | áno |
| Vol OAIM | Možnosť nastavenia dávky vzhľadom na hmotnosť, plochu tela v m2, čas                     | áno                           | áno |
| Vol OAIM | Počet režimov dávky  | min 30                        | áno |
| Vol OAIM | Prednastavenie celkového požadovaného objemu infúzie (VTBI)                              | min 0,1 - 999 ml              | áno |
| Vol OAIM | Prednastavenie celkového požadovaného času infúzie (TTBI)                                | min 1 min - 99 hodín          | áno |
| Vol OAIM | Možnosť oneskoreného štartu  | áno                           | áno |
| Vol OAIM | Manuálne plnenie   | áno                           | áno |
| Vol OAIM | Plnenie s použitím odzvužňovacej/plniacej funkcie pumpy                                  | áno                           | áno |
| Vol OAIM | Funkcia auto-testu kontrolujúca správnu činnosť pumpy v spojení so setom                 | áno                           | áno |
| Vol OAIM | Rýchlosť podania bolusu  | min v rozsahu 1 - 1200 ml / h | áno |
| Vol OAIM | Objem bolusu   | min v rozsahu 1 - 99.99 ml    | áno |
| Vol OAIM | Manuálny bolus   | áno                           | áno |
| Vol OAIM | Automatický bolus  | áno                           | áno |
| Vol OAIM | KVO  | bez preferencie               | áno |
| Vol OAIM | Záznam udalostí s dátumom a časom  | min 1000                      | áno |
| Vol OAIM | Grafické znázornenie histórie prietoku   | bez preferencie               | áno |
| Vol OAIM | Nastavenie osvetlenia displeja   | bez preferencie               | áno |
| Vol OAIM | Nastavenie osvetlenia tlačidiel  | bez preferencie               | nie |
| Vol OAIM | Dlhá pauza - Standby   | min 1 hodina                  | áno |
| Vol OAIM | Knižnica liekov  | áno                           | áno |
| Vol OAIM | - možnosť vzdialeného nastavovania knižnice liekov                                       | bez preferencie               | áno |
| Vol OAIM | - možnosť vytvorenia individuálnej knižnice liekov                                       | áno                           | áno |
| Vol OAIM | Počet liekov v knižnici liekov   | min 256                       | áno |
| Vol OAIM | Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku                                   | áno                           | áno |
| Vol OAIM | Možnosť použitia čiarového kódu  | bez preferencie               | nie |
| Vol OAIM | Tlak   |                               |     |
| Vol OAIM | Tlakové limity oklúzneho tlaku   | áno min 225 - 750 mmHg        | áno |

|          |   |                 |     |      |  |     |
|----------|---|-----------------|-----|------|--|-----|
| Vol OAIM | Antibolusový systém   | áno             |     |      |  | áno |
| Vol OAIM | Počet stupňov nastavenia oklúzneho tlaku                    | min 9           |     |      |  | áno |
| Vol OAIM | Grafické znázornenie histórie tlaku                         |                 |     |      |  | áno |
| Vol OAIM | Bezpečnostné prvky - Alarmy a predalarmy                    | áno             |     |      |  | áno |
| Vol OAIM | Signalizácia alarmu zvukovo a vizuálne                      | áno             |     |      |  | áno |
| Vol OAIM | Textová identifikácia alarmu                                | áno             |     |      |  | áno |
| Vol OAIM | Možnosť nastavenia hlasitosti zvukového alarmu              | áno             |     |      |  | áno |
| Vol OAIM | Kontrola správnej inštalácie setu                           | áno             |     |      |  | áno |
| Vol OAIM | Nemožnosť úplne vypnúť prístroj ak je vložený set           | áno             |     |      |  | nie |
| Vol OAIM | Súprava s bezpečnostnou svorkou voči voľnému prietoku       | áno             |     |      |  | áno |
| Vol OAIM | Alarm hornej oklúzie  | áno             |     |      |  | áno |
| Vol OAIM | Alarm dolnej oklúzie  | áno             |     |      |  | áno |
| Vol OAIM | Alarm zle zatvorených dvierok                               | áno             |     |      |  | áno |
| Vol OAIM | Výstražný alarm rozpojenia linky                            | bez preferencie |     | body |  | áno |
| Vol OAIM | Vzduchový alarm - jednorázová bublina, kumulovaný vzduch    | áno             | 2,5 |      |  | áno |
| Vol OAIM | Možnosť nastaviť citlivosť senzora na vzduchový alarm       | áno             |     |      |  | áno |
| Vol OAIM | Alarm pri nepovolenej odchýlke prietoku oproti nastaveniu   | áno             |     |      |  | áno |
| Vol OAIM | Kvapkový alarm ak je k pumpe pripojený kvapkový senzor      | áno             |     |      |  | áno |
| Vol OAIM | Dlhá nečinnosť zapnutého prístroja/nepotvrdené zadanie      | áno             |     |      |  | áno |
| Vol OAIM | Alarm pri dosiahnutí nastaveného objemu a času              | áno             |     |      |  | áno |
| Vol OAIM | Alarm odpojenia od elektrickej siete                        | áno             |     |      |  | áno |
| Vol OAIM | Koniec Standby (dlhá pauza)                                 | áno             |     |      |  | áno |
| Vol OAIM | Alarm prekročenia Soft a Hard limitov rýchlosti             | áno             |     |      |  | áno |
| Vol OAIM | Alarm vybitia batérie                                       | áno             |     |      |  | áno |
| Vol OAIM | Porucha prístroja   | áno             |     |      |  | áno |
| Vol OAIM | Predalarm vybitia batérie                                   | áno             |     |      |  | áno |
| Vol OAIM | Predalarm dosiahnutia nastaveného objemu a času             | áno             |     |      |  | áno |
| Vol OAIM | Kontrola chyby komunikačného spojenia (v dokovacej stanici) | áno             |     |      |  | áno |
| Vol OAIM | Varovanie o nutnosti preventívnej údržby                    | áno             |     |      |  | áno |
| Vol OAIM | Technické špecifikácie                                      | bez preferencie |     |      |  | áno |
| Vol OAIM | Rozmery (v/š/h)   | bez preferencie |     |      |  | áno |
| Vol OAIM | Hmotnosť  | bez preferencie |     |      |  | áno |
| Vol OAIM | Ovládanie bez dotykového displeja                           | bez preferencie |     |      |  | áno |
| Vol OAIM | LCD displej   | bez preferencie |     |      |  | áno |

|          |   |  |                 |     |
|----------|---|--|-----------------|-----|
| Vol OAIM | Farebný LCD displej   |  | bez preferencie | nie |
| Vol OAIM | LED displej   |  | bez preferencie | nie |
| Vol OAIM | OLED displej  |  | bez preferencie | nie |
| Vol OAIM | Veľkosť displeja  |  | bez preferencie | áno |
| Vol OAIM | Rozlíšenie displeja   |  | bez preferencie | áno |
| Vol OAIM | Možnosť prevádzky prístroja bez kvapkového detektoru  |  | áno             | áno |
| Vol OAIM | Druh batérie  |  | bez preferencie | áno |
| Vol OAIM | Výdrž batérie pri 25 ml/h   |  | min 5 hodín     | áno |
| Vol OAIM | Výdrž batérie pri 80-90 ml/h  |  | bez preferencie | áno |
| Vol OAIM | Doba nabíjania batérie  |  | max 9 hodín     | áno |
| Vol OAIM | WiFi  |  | bez preferencie | nie |
| Vol OAIM | Odolnosť proti vode   |  | Mín IP 22       | áno |
|          | Možnosť vzájomného fyzického uchytienia až troch púmp do zostavy s fixáciou proti ich odpojeniu                               |  | áno             | áno |
| Vol OAIM | bez použitia prídavného príslušenstva   |  |                 |     |
|          | Možnosť použitia v prostredí MRI s príslušným príslušenstvom výrobcu  |  | bez preferencie | áno |
| Vol OAIM | Možnosť upravenia hodnot parametrov podľa požiadaviek užívateľa cez servis  |  | áno             | áno |
| Vol OAIM | Interval odporúčanej pravidelnej technickej prehliadky výrobcom   |  | max 2 roky      | áno |
| Vol OAIM | Možnosť uchytienia v dokovacej stanici v ktorejkoľvek pozícii (univerzálnosť)   |  | áno             | áno |
| Vol OAIM | Ochrana peristaltiky proti zatečeniu (odolnosť)   |  | áno             | áno |
| Vol OAIM | Súčasťou pumpy rúčka na prenášanie  |  | áno             | áno |
| Vol OAIM | Súčasťou pumpy svorka na upnutie na infúzny stojan a DIN lištu  |  | áno             | áno |
| Vol OAIM | Súčasťou pumpy sieťový kábel s napájaním na 240 V   |  | áno             | áno |
| Vol OAIM | Softvér v Slovenskom / Českom jazyku  |  | áno             | áno |
| Vol OAIM | Možnosť uzamknutia klávesnice s numerickým kódom / pinom / klávesou   |  | áno             | áno |
| Vol OAIM | Otočný ovládací prvok, Ktorým sa nastavujú všetky premenné veličiny, ako rýchlosť, objem, čas, kg, liečivo, meno pacienta atď |  | bez preferencie | nie |

| ID | Technické špecifikácie | Parametre |
|----|------------------------|-----------|
|----|------------------------|-----------|

|        |  |                 |     |
|--------|--|-----------------|-----|
| Dokina | Počet zapojiteľných púmp min   | 4               | áno |
| Dokina | Počet zapojiteľných púmp max   | 6               | áno |
| Dokina | Minimálny počet púmp integrovateľný do jedného systému na jeden napájací kábel a IP adresu | 4               | áno |
| Dokina | Centrálne svetelné a akustické zobrazenie stavu podávania púmp a alarmov.                  | áno             | áno |
| Dokina | Odnímateľný držiak s možnosťou uchytienia na infúzny stojan, eurolíštu, vodorovnú tyč.     | áno             | áno |
| Dokina | Možnosť použiť ktorúkoľvek voľnú pozíciu v dokovacej stanici pre obidva druhy prístrojov.  | áno             | áno |
| Dokina | Dátové rozhranie pre napojenie na LAN  | bez preferencie | áno |
| Dokina | Dátové rozhranie pre napojenie na WiFi   | bez preferencie | nie |

V Trenčíne dňa 25.4.2019

**UNOTECH, spol. s r.o.**

Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín

IČO: 314 24 562 TEL.: 032/650 50 50,

IČ PRE DPH: SK2020384322



Ing. Peter Havier, konateľ

v zastúpení Ing. Anita Pšotná Půlpánová  
na základe plnomocenstva