

Špecifikácia predmetu zákazky:

ID	Technické špecifikácie	Parametre	Bodové kritérium	Počet bodov	áno/nie
LIN JIS	Infúzia				
LIN JIS	Rýchlosť prietoku	0,1 - min 999 ml/h	áno		
LIN JIS	Možnosť zvyšovania prietoku o 0,01	bez preferencie	áno		
LIN JIS	Presnosť rýchlosť prietoku prístroja so striekačkou	max + - 3%	áno		
LIN JIS	Objem používateľných striekačiek	min 5, 10, 20, 30, 50, 60 ml	áno		
LIN JIS	Databáza kompatibilných striekačiek dostupných na SK trhu, Fresenius	min. BD, B. Braun, Terumo,	áno		
LIN JIS	Režímy infúzie				
LIN JIS	Kontinuálny režim	áno			
LIN JIS	Režim - Dávka/objem za čas	áno			
LIN JIS	Režim - Nábeh a pokles	bez preferencie			
LIN JIS	Režim - Viacnásobná dávka	bez preferencie			
LIN JIS	Programovateľný režim	bez preferencie			
LIN JIS	Možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie	áno			
LIN JIS	PCA (pacientom kontrolovaná analgézia)	bez preferencie			
LIN JIS	TIV A	bez preferencie			
LIN JIS	TCI (Target controlled infusion)	bez preferencie			
LIN JIS	TOM (Take over mode)	bez preferencie			
LIN JIS	Možnosť dodatočného naištalovania softvéru TCI	bez preferencie			
LIN JIS	Možnosť dodatočného naištalovania softvéru PCA	bez preferencie			
LIN JIS	Možnosť dodatočného naištalovania softvéru TOM	bez preferencie			
LIN JIS	Možnosť podania dávky s gravitačnou infúziou	bez preferencie			
LIN JIS	Režim dávky - podávanie na základe koncentrácie lieku	bez preferencie			
LIN JIS	Výpočet dávky priamo v pumpe	áno			
LIN JIS	Minimálne dostupné jednotky dávky: μg , mg, g, mmol, IU, mEq	áno (okrem IU a mEq)			
LIN JIS	Možnosť nastavenia dávky vzhládom na hmotnosť, plochu tela v m ² , čas	bez preferencie			
LIN JIS	Prednastavenie celkového požadovaného objemu infúzie (VTBI)	min 0,1 - 999 ml			
LIN JIS	Prednastavenie celkového požadovaného času infúzie (TTBI)	min 0:01 - hodina			
LIN JIS	Bolus	min 50 - 1 200 ml/h			
LIN JIS	Objem bolusu	min 0,1 - 50,00 ml			

LIN JIS	Manuálny bolus	áno
LIN JIS	Automatický bolus	áno
LIN JIS	KVO	bez preferencie
LIN JIS	Záznam udalostí s dátumom a časom	min počet 1000
LIN JIS	Grafická história (objem/dávka, tlak, prietok)	bez preferencie
LIN JIS	Nastavenie osvetlenia displeja	bez preferencie
LIN JIS	Nastavenie osvetlenia tlačidiel	bez preferencie
LIN JIS	Dlhá pauza - Standby	min 1 min - 24 hodín
LIN JIS	Knižnica liekov	áno
LIN JIS	- možnosť vzdialeného nastavovania knižnice liekov	bez preferencie
LIN JIS	- možnosť vytvorenia individuálnej knižnice liekov	áno
LIN JIS	Počet liekov v knižnici liekov	min 256
LIN JIS	Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku	bez preferencie
LIN JIS	Možnosť použitia čiarového kódu	bez preferencie
LIN JIS	Riadenie tlaku	min 150 - 900 mmHg
LIN JIS	Tlakové limity oklúzneho tlaku	min 9
LIN JIS	Počet stupňov nastavenia oklúzneho tlaku	body za áno
LIN JIS	Špeciálny softvér na sledovanie tlakov - nadstavba	2,5
LIN JIS	System dynamického tlaku	<input type="checkbox"/> áno
LIN JIS	Bezpečnostné prvky	áno
LIN JIS	Automatické uchytanie striekačky pri vkladani	bez preferencie
LIN JIS	Manuálne uchytanie striekačky pri vkladani	min. manuálne (ak nemá automatické)
LIN JIS	Nemožnosť úplne vypnúť prístroj ak je vložená striekačka	nie
LIN JIS	Kontrola polohy a uchytenia striekačky	áno
LIN JIS	Mechanická ochrana proti nežiaducemu bolusu	áno
LIN JIS	Alarmsy a predalarmy	áno
LIN JIS	Signalizácia alarmu zvukovo a vizuálne	áno
LIN JIS	Textová identifikácia alarmu	áno
LIN JIS	Možnosť nastavenia hlasitosti zvukového alarmu	áno
LIN JIS	Alarm nesprávnej polohy a uchytenia striekačky	áno
LIN JIS	Tlakový alarm s automatickým odbúraním bolusu do striekačky	áno
LIN JIS	Alarm konca striekačky	áno
LIN JIS	Alarm odpojenia od elektrickej siete	áno
LIN JIS	Dlhá nečinnosť zapnutého prístroja/nepotvrdené zadanie	áno

LIN JIS	Koniec Standby (dlhá pauza)	áno
LIN JIS	Alarm vybitej batérie	áno
LIN JIS	Porucha prístroja	áno
LIN JIS	Alarm prekročenia Soft a Hard limitov rýchlosť	áno
LIN JIS	Alarm pri zadaní hodnoty mimo povolený rozsah	bez preferencie
LIN JIS	Predalarm konca striekačky	bez preferencie
LIN JIS	Predalarm vybitia batérie	áno
LIN JIS	Predalarm dosiahnutia nastaveného objemu a času	áno
LIN JIS	Technické špecifikácie	áno
LIN JIS	Jednofarebný LCD displej	bez preferencie
LIN JIS	Ovládanie bez dotykovovaého displeja	bez preferencie
LIN JIS	Farebný LCD displej	bez preferencie
LIN JIS	Veľkosť displeja	bez preferencie
LIN JIS	Rozlišenie displeja	bez preferencie
LIN JIS	Rozmery (v/š/h)	bez preferencie
LIN JIS	Hmotnosť	bez preferencie
LIN JIS	Druh batérie	min 9 h
LIN JIS	Výdrž batérie pri 5ml/h	bez preferencie
LIN JIS	Výdrž batérie pri 20-25 ml/h	max 9 h
LIN JIS	Doba nabíjania batérie	Min IP 22
LIN JIS	Odolnosť proti vode	bez preferencie
LIN JIS	WiFi (na samostatnej pumpe)	nie
LIN JIS	Možnosť vzájomného fyzického uchytiaenia púmp do zostavy s fixáciou proti ich odpojeniu	áno
LIN JIS	bez použitia prídavného príslušenstva	bez preferencie
LIN JIS	Interval odporúčanej pravidelnej technickej prehliadky výrobcom	max 2 roky
LIN JIS	Možnosť použitia v prostredí MRs s príslučným príslušenstvom výrobcu	áno
LIN JIS	Možnosť upravenia hodnot parametrov podľa požiadaviek užívateľa cez servis	áno
LIN JIS	Súčasťou pumpy rúčka na prenášanie	áno
LIN JIS	Súčasťou pumpy svorka na upnutie na infúzny stojan a DIN lištu	áno
LIN JIS	Súčasťou pumpy sietový kábel s napájaním na 240 V	áno
LIN JIS	Možnosť uchytiaenia v dokovacej stanici v ktorejkoľvek pozícii (univerzálnosť)	áno
LIN JIS	Softvér v Slovenskom / Českom jazyku	áno
LIN JIS	Možnosť uzamknutia klávesnice s numerickým kódom / pinom / klávesou	áno

ID	Technické špecifikácie	Parametre	Bodové kritérium	Počet bodov	áno/nie
LIN JIS	Otočný ovládaci prvok, Ktorým sa nastavujú všetky premenné veľičiny, ako rýchlosť, objem, čas, kg, liečivo, meno pacienta atď				nie
Vol JIS	Volumetrická pumpa				
Vol JIS	Rýchlosť prietoku				áno
Vol JIS	Presnosť rýchlosťi prietoku so setom				áno
Vol JIS	Prednastavenie celkového požadovaného objemu infúzie (VTBI)				áno
Vol JIS	Režim infúzie				
Vol JIS	Kontinuálny režim				áno
Vol JIS	Režim - Dávka/objem za čas				áno
Vol JIS	Režim - Nábeh a pokles				áno
Vol JIS	Režim - Viacrásobná dávka				áno
Vol JIS	Možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie				áno
Vol JIS	Programovateľný režim				áno
Vol JIS	Režim sekundárnej infúzie PIGGY				áno
Vol JIS	PCA (pacientom kontrolovaná analgézia)				áno
Vol JIS	TIVA				áno
Vol JIS	TCI (Target controlled infusion)				áno
Vol JIS	Podávanie enterálnej výživy aj so setom				áno
Vol JIS	Podávanie transfúzie - ochrana pred hemolýzou (s certifikátom)				áno
Vol JIS	Podávanie transfúzie - krvi				áno
Vol JIS	Podávanie transfúzie - červených krviniel				áno
Vol JIS	Podávanie transfúzie - krvných doštíčiek				áno
Vol JIS	Podávanie transfúzie - plazmy				áno
Vol JIS	Podávanie transfúzie - albumína				áno
Vol JIS	Podávanie onkologických liečív bezpečnostnými setmi				áno
Vol JIS	Automatické zabranenie volného toku infúzie do žily pacienta pri vytiahnutí setu z pumpy				áno
Vol JIS	Možnosť dodatočného naištalovania softvéru TCI				nie
Vol JIS	Možnosť dodatočného naištalovania softvéru PCA				nie
Vol JIS	Režim dávky - podávanie na základe koncentrácie lieku				áno
Vol JIS	Výpočet dávky priamo v pumpe				áno
Vol JIS	Minimálne dostupné jednotky dávky: µg, mg, g, mmol, IU, mEq, kcal				áno

Vol JIS	Možnosť nastavenia dávky vzhľadom na hmotnosť, plochu tela v m ² , čas	bez preferencie
Vol JIS	Počet režimov dávky	min 20
Vol JIS	Prednastavenie celkového požadovaného objemu infúzie (VTBI)	min 0,1 - 999 ml
Vol JIS	Prednastavenie celkového požadovaného času infúzie (TTBI)	min 1 min - 99 hodin
Vol JIS	Možnosť oneskoreného štartu	bez preferencie
Vol JIS	Manuálne plnenie	áno
Vol JIS	Plnenie s použitím odzdvušňovacej/plniacej funkcie pumpy	áno
Vol JIS	Funkcia auto-testu kontroliujúca správnu činnosť pumpy v spojení so setom	áno
Vol JIS	Rýchlosť podania bolusu	áno
Vol JIS	Objem bolusu	áno
Vol JIS	Manuálny bolus	áno
Vol JIS	Automatický bolus	áno
Vol JIS	KVO	áno
Vol JIS	ZáZNAM udalostí s dátumom a časom	bez preferencie
Vol JIS	Grafické znázornenie histórie prietoku	min 1000
Vol JIS	Nastavenie osvetenia displeja	bez preferencie
Vol JIS	Nastavenie osvetlenia tlačidiel	bez preferencie
Vol JIS	Dlhá pauza - Standby	bez preferencie
Vol JIS	Knížnica liekov	min 1 hodina
Vol JIS	- možnosť vzdialeného nastavovania knížnice liekov	áno
Vol JIS	- možnosť vytvorenia individuálnej knížnice liekov	áno
Vol JIS	Počet liekov v knížnici liekov	áno
Vol JIS	Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku	áno
Vol JIS	Možnosť použitia čiarového kódu	áno
Vol JIS	Tlak	áno
Vol JIS	Tlakové limity okluzného tlaku	áno
Vol JIS	Antibolusový systém	áno
Vol JIS	Počet stupňov nastavenia okluzného tlaku	áno
Vol JIS	Grafické znázornenie histórie tlaku	áno
Vol JIS	Bezpečnostné prvky - Alarmsy a predalarmsy	áno
Vol JIS	Signalizácia alarmu zvukovo a vizuálne	áno
Vol JIS	Textová identifikácia alarmu	áno
Vol JIS	Možnosť nastavenia hlasitosti zvukového alarmu	áno
Vol JIS	Kontrola správnej inštácie setu	áno
Vol JIS	Nemožnosť úplne vypnúť prístroj ak je vložený set	nie
Vol JIS	Súprava s bezpečnostnou svorkou voči volnému prietoku	áno
Vol JIS	Alarm hornej oklúzie	áno
Vol JIS	Alarm dolnej oklúzie	áno

Vol JIS	Alarm zle zatvorených dverok	áno	
Vol JIS	Výstražný alarm rozpojenia linky	bez preferencie	
Vol JIS	Vzduchový alarm - jednorázová bublina, kumulovaný vzduch	áno	
Vol JIS	Možnosť nastaviť citlivosť senzora na vzduchový alarm	áno	
Vol JIS	Alarm pri nepovolenej odchyľke prietoku oproti nastaveniu	áno	
Vol JIS	Kvapkový alarm ak je k pumpě pripojený kvapkový senzor	áno	
Vol JIS	Dlhá nečinnosť zapnutého prístroja/nepotvrdené zadanie	áno	
Vol JIS	Alarm pri dosiahnutí nastaveného objemu a času	áno	
Vol JIS	Alarm odpojenia od elektrickej siete	áno	
Vol JIS	Koniec Standby (dlhá pauza)	áno	
Vol JIS	Alarm prekročenia Soft a Hard limitov rýchlosťi	bez preferencie	
Vol JIS	Alarm vybitej batérie	áno	
Vol JIS	Porucha prístroja	áno	
Vol JIS	Predalarm vybitia batérie	áno	
Vol JIS	Predalarm dosiahnutia nastaveného objemu a času	áno	
Vol JIS	Kontrola chyby komunikačného spojenia (v dokovacej stanici)	áno	
Vol JIS	Varovanie o nutnosti preventívnej udržby	bez preferencie	
Vol JIS	Technické špecifikácie	bez preferencie	
Vol JIS	Rozmery (v/š/h)	bez preferencie	
Vol JIS	Hmotnosť	bez preferencie	
Vol JIS	Ovládanie bez dotykového displeja	bez preferencie	
Vol JIS	LCD displej	bez preferencie	
Vol JIS	Farebný LCD displej	bez preferencie	
Vol JIS	LED displej	bez preferencie	
Vol JIS	OLED displej	bez preferencie	
Vol JIS	Veľkosť displeja	bez preferencie	
Vol JIS	Rozlíšenie displeja	bez preferencie	
Vol JIS	Možnosť prevádzky prístroja bez kvapkového detektoru	bez preferencie	
Vol JIS	Druh batérie	min 5 hodín	
Vol JIS	Výdrž batérie pri 25 ml/h	bez preferencie	
Vol JIS	Výdrž batérie pri 80-90 ml/h	max 9 hodín	
Vol JIS	Doba nabíjania batérie	bez preferencie	
WiFi	Odolnosť proti vode	Min IP 22	
Vol JIS	Možnosť vzájomného fyzického uchytenia až troch púmp do zostavy s fixáciou proti ich odpojeniu	bez preferencie	
Vol JIS	bez použitia prídavného príslušenstva	áno	
Vol JIS	Možnosť použitia v prostredí MRI s príslušenstvom výrobcu	áno	

Vol JIS	Možnosť upravenia hodnot parametrov podľa požiadaviek užívateľa cez servis	áno
Vol JIS	Interval odporúčanej pravidelnej technickej prehliadky výrobcom	max 2 roky
Vol JIS	Možnosť uchytenia v dokovacej stanici v ktorojkoľvek pozícii (univerzálnosť)	áno
Vol JIS	Ochrana peristaltiky proti zatečeniu (odolnosť)	áno
Vol JIS	Súčasťou pumpy rúčka na prenášanie	áno
Vol JIS	Súčasťou pumpy svorka na upnutie na infúzny stojan a DIN lištu	áno
Vol JIS	Súčasťou pumpy sietový kábel s napájaním na 240 V	áno
Vol JIS	Softvér v Slovenskom / Českom jazyku	áno
Vol JIS	Možnosť uzamknutia klávesnice s numerickým kódom / pinom / klávesou bez preferencie	áno
Vol JIS	Otočný ovládaci prírook, Ktorým sa nastavujú všetky premenné veličiny, ako rýchlosť, objem, čas, kg, liečivo, meno pacienta atď	nie

UNOTECH, spol. s r.o.
 Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín
 IČO: 314 24 562 TEL.: 032/650 50 50
 IC PRE DPH: SK2020384322


Ing. Peter Havier, konatel
 v zastúpení Ing. Anita Psotná Pülpánová
 na základe plnomocenstva