

**Špecifikácia predmetu zákazky:**

ID	Technické špecifikácie	Parametre		
		Bodové kritérium	Počet bodov	áno/nie
LIN alge	Infúzia			
LIN alge	Rýchlosť prietoku	0,1 - min 999 ml/h		áno
LIN alge	Možnosť zvyšovania prietoku o 0,01	bez preferencie		áno
LIN alge	Presnosť rýchlosťi prietoku prístroja so striekačou	max +- 3%		áno
LIN alge	Objem používateľných striekačiek	min 5, 10, 20, 30, 50, 60 ml		áno
LIN alge	Databáza kompatibilných striekačiek dostupných na SK trhu	min. BD, B. Braun, Terumo, Fresenius		áno
LIN alge	Režimy infúzie			
LIN alge	Kontinuálny režim	áno		áno
LIN alge	Režim - Dávka/objem za čas	áno		áno
LIN alge	Režim - Nábeh a pokles	bez preferencie		áno
LIN alge	Režim - Viacmásobná dávka	bez preferencie		áno
LIN alge	Programovateľný režim	bez preferencie		áno
LIN alge	Možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie	bez preferencie		áno
LIN alge	PCA (pacientom kontrolovaná analgézia)	áno		áno
LIN alge	TIVA	bez preferencie		nie
LIN alge	TCI (Target controlled infusion)	bez preferencie		nie
LIN alge	TOM (Take over mode)	bez preferencie		nie
LIN alge	Možnosť dodatočného naištalovania softvéru TCI	bez preferencie		áno
LIN alge	Možnosť dodatočného naištalovania softvéru PCA	bez preferencie		áno
LIN alge	Možnosť dodatočného naištalovania softvéru TOM	bez preferencie		áno
LIN alge	Možnosť podania dávky s gravitačnou infúziou	bez preferencie		nie
LIN alge	Režim dávky - podávanie na základe koncentrácie lieku			
LIN alge	Výpočet dávky priamo v pumpe	áno		áno
LIN alge	Minimálne dostupné jednotky dávky: µg, mg, mmol, IU, mEq	áno (okrem IU a mEq)		áno
LIN alge	Možnosť nastavenia dávky vzájomne na hmotnosť, plochu tela v m <sup>2</sup> , čas	bez preferencie		áno
LIN alge	Prednastavenie celkového požadovaného objemu infúzie (VTBI)	min 0,1 - 999 ml		áno
LIN alge	Prednastavenie celkového požadovaného času infúzie (TTBI)	min 0:01 - hodina		áno
LIN alge	Bolus	min 50 - 1 200 ml/h		áno
LIN alge	Objem bolusu	min 0,1 - 50,00 ml		áno

<b>LIN alge</b>	Manuálny bolus	áno
<b>LIN alge</b>	Automatický bolus	áno
<b>KVO</b>	Záznam udalostí s dátumom a časom	bez preferencie
<b>LIN alge</b>	Grafická história (objem/dávka, tlak, prietok)	min počet 1000
<b>LIN alge</b>	Nastavenie osvetlenia displeja	bez preferencie
<b>LIN alge</b>	Dlhá pauza - Standby	bez preferencie
<b>LIN alge</b>	Knižnica liekov	min 1 min - 24 hodín
<b>LIN alge</b>	- možnosť vzdialého nastavovania knižnice liekov	áno
<b>LIN alge</b>	- možnosť vytvorenia individuálnej knižnice liekov	áno
<b>LIN alge</b>	Počet liekov v knižnici liekov	min 256
<b>LIN alge</b>	Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku	bez preferencie
<b>LIN alge</b>	Možnosť použitia čiarového kódu	bez preferencie
<b>Riadenie tlaku</b>		
<b>LIN alge</b>	Tlakové limity oklúzneho tlaku	min 150 - 900 mmHg
<b>LIN alge</b>	Počet stupňov nastavenia oklúzneho tlaku	min 9
<b>LIN alge</b>	Špeciálny softvér na sledovanie tlakov - nadstavba	bez preferencie
<b>LIN alge</b>	System dynamického tlaku	áno
<b>Bezpečnostné prvky</b>		
<b>LIN alge</b>	Automatické uchytanie striekačky pri vkladaní	bez preferencie
<b>LIN alge</b>	Manuálne uchytanie striekačky pri vkladaní	min. manuálne (ak nemá automatické)
<b>LIN alge</b>	Nemožnosť úplne vypnúť prístroj ak je vložená striekačka	bez preferencie
<b>LIN alge</b>	Kontrola polohy a uchytenia striekačky	áno
<b>LIN alge</b>	Mechanická ochrana proti nežiaducemu bolusu	áno
<b>Alarmy a predalarmy</b>		
<b>LIN alge</b>	Signalizácia alarmu zvukovo a vizuálne	áno
<b>LIN alge</b>	Textová identifikácia alarmu	áno
<b>LIN alge</b>	Možnosť nastavenia hlasitosti zvukového alarmu	áno
<b>LIN alge</b>	Alarm nesprávnej polohy a uchytenia striekačky	áno
<b>LIN alge</b>	Tlakový alarm s automatickým odbúraním bolusu do striekačky	áno
<b>LIN alge</b>	Alarm konca striekačky	áno
<b>LIN alge</b>	Alarm odpojenia od elektrickej siete	áno
<b>LIN alge</b>	Dlhá nečinnosť zapnutého prístroja/nepotvrdené zadanie	áno
<b>LIN alge</b>	Koniec Standby (dlhá pauza)	áno

UN alge	Alarm vybitia batérie	áno
UN alge	Porucha prístroja	áno
UN alge	Alarm prekročenia Soft a Hard limitov rýchlosťi	bez preferencie
UN alge	Alarm pri zadaní hodnoty mimo povolený rozsah	bez preferencie
UN alge	Predalarm konca striekačky	áno
UN alge	Predalarm vybitia batérie	áno
UN alge	Predalarm dosiahnutia nastaveného objemu a času	áno
<b>Technické špecifikácie</b>		
UN alge	Jednofarebný LCD displej	bez preferencie
UN alge	Ovládanie bez dotykovávača displeja	bez preferencie
UN alge	Farebný LCD displej	bez preferencie
UN alge	Veľkosť displeja	bez preferencie
UN alge	Rozloženie displeja	bez preferencie
UN alge	Rozmery (v/s/h)	bez preferencie
UN alge	Hmotnosť	bez preferencie
UN alge	Druh batérie	bez preferencie
UN alge	Výdrž batérie pri 5ml/h	min 10 h
UN alge	Výdrž batérie pri 20-25 ml/h	bez preferencie
UN alge	Doba nabijania batérie	max 8 h
UN alge	Odolnosť proti vode	Min IP 22
UN alge	WiFi (na samostatnej pumppe)	bez preferencie
UN alge	Možnosť vzájomného fyzického uchytania púmp do zostavy s fixáciou proti ich odpojeniu	bez preferencie
UN alge	bez použitia prídavného príslušenstva	áno
UN alge	Interval odporúčanej pravidelnej technickej prehliadky výrobcom	max 2 roky
UN alge	Možnosť použitia v prostredí MRI s príslušným príslušenstvom výrobcu	bez preferencie
UN alge	Možnosť upravenia hodnot parametrov podľa požiadaviek užívateľa cez servis	áno
UN alge	Súčasťou pumpy rúčka na prenášanie	áno
UN alge	Súčasťou pumpy svorka na upnutie na infúzny stojan a DIN lištu	áno
UN alge	Súčasťou pumpy sieťový kábel s napájaním na 240 V	áno
UN alge	Možnosť uchytenia v dokovacej stanici v ktorojkolvek pozícii (univerzálnosť)	áno
UN alge	Softvér v Slovenskom / Českom jazyku	áno
UN alge	Možnosť uzamknutia klávesnice s numerickým kódom / pinom / klávesou	áno

UN alge  
Otočný ovládaci prvok, ktorým sa nastavujú všetky premenné  
veličiny, ako rýchlosť, objem, čas, kg, liečivo, meno pacienta atď

nie  
bez preferencie

nie

V Bratislave 09 -05- 2009

Ing. Miroslava Eliášová, na základe plnej moci

