

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo  
SZ\_TO\_VOS\_05Vybavuje / linka  
Mikuščák/ 0918 600 969Miesto odoslania / Dátum  
Trnava/ 06.12.2018

Vec: **Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti 3**

**Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.**, so sídlom Pavlova 17, 955 20 Topoľčany (ďalej len „verejný obstarávateľ“) uverejnil v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ č. S197 zo dňa 12.10.2018 pod značkou 2018/S 197-444935 a vo Vestníku verejného obstarávania č. **205/2018 z 15.10.2018 pod zn. 14652 – MST** oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (ďalej len „Oznámenie“) na predmet zákazky „**Vybavenie operačných sál**“.

V súlade s §48 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“) Vám poskytujeme vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti pre časť 1 predmetu zákazky.

**Otázka č. 14:**

Vo vysvetlení súťažných podkladov zo dňa 07.11.2018 sme obdržali negatívnu odpoveď k nasledovnej otázke: "Otázka č. 2:

V prílohe č. 1.1 SP, Špecifikácia predmetu zákazky, časť č. 1: Elektrochirurgická jednotka, p. č. 5 požaduje verejný obstarávateľ "Autostop min. pre pokročilú bipolárnu koaguláciu"

Rôzni výrobcovia majú rôzne riešenia pre signalizáciu skoagulovaného tkaniva, napr. akustický signál. Žiadame upraviť parameter a umožniť "alebo signál stavu skoagulovaného tkaniva".

**Zdôvodnenie:**

Nami ponúknuté prevedenie požadovanej zostavy na základe dlhodobých praktických skúseností, klinických štúdií, certifikačných procesov spĺňa požiadavky na maximálnu kvalitu, funkcionálnu, ergonomiu ponúknutého zariadenia v danej medicínskej oblasti vzhľadom na anatomicko - fyzikálne možnosti a s akcentom na bezpečnosť pacienta. Autostopom nastavený čas nemusí byť dostačujúci pre dosiahnutie očakávaného koagulačného efektu."

Predmetného obstarávania by sme sa radi zúčastnili, preto vás opätovne žiadame o vysvetlenie negatívnej odpovede a prehodnotenie stanoviska. V našom prípade výsledný stav takisto vyhodnotí generátor a dôjde k zvukovému signálu. V každom prípade po dosiahnutí autostopu, zvukového signálu, t. j. vyhodnotenia požadovaného stavu generátorom, lekár skontroluje reálny efekt a rozhodne o ďalšom postupe. Nami ponúknutý prístroj má bezpečnostnú funkciu nazývanú aj „AUTOSTOP“, kde sa limituje pri akejkoľvek móde, maximálna doba aktivácie. Tento čas sa dá nastaviť.



Prístroj sa automaticky zastaví keď už je tkanivo zkoagulované pri použití špeciálneho bipolárneho nástroja, po dokončení koagulácie zaznie tón a skončí sa koagulácia.

Žiadame vypustiť parameter resp umožniť "alebo signál (napr. zvukový) stavu skoagulovaného tkaniva", vzhľadom na uvedené fakty a akceptovanie podobného prevedenia pri iných zákazkách.

### Odpoveď č. 14:

Verejný obstarávateľ pre vylúčenie akýchkoľvek nejednoznačností v pôvodných požiadavkách upresňuje ich znenie nasledovne:

Položka č.1 - Prístroj s monopolárnou aj bipolárnou koaguláciou

Položka č.2 - Prístroj s použitím pokročilej bipolárnej koagulácie so spätnou odozvou dostatočnej koagulácie (tzv. funkcia AUTOSTOP, zvukový signál, t.j. vyhodnotenie požadovaného stavu generátorom)

Položka č.3 - Prístroj so sprayovou koaguláciou

Položka č.5 – sa vypúšťa.

S pozdravom

.....

Daniel Mikušček

Osoba splnomocnená vykonávať verejné obstarávanie