

**Špecifikácia predmetu zákazky:**

ID	Technické špecifikácie	Parametre		Počet bodov	Bodové kritérium	áno/nie
		Bodové kritérium	Počet bodov			
LIN Operačky	Infúzia					
LIN Operačky	Rýchlosť prietoku	0,1 - min 999 ml/h bez preferencie		áno		
LIN Operačky	Možnosť zvyšovania prietoku o 0,01	max + - 3%		áno		
LIN Operačky	Presnosť rýchlosť prietoku prístroja so striekačkou	min 10, 20, 30, 50, 60 ml		áno		
LIN Operačky	Objem používateľných striekačiek	min. BD, B. Braun, Terumo, Fresenius		áno		
LIN Operačky	Databáza kompatibilných striekačiek dostupných na SK trhu					
LIN Operačky	Režimy infúzie					
LIN Operačky	Kontinuálny režim	áno				
LIN Operačky	Režim - Dávka/objem za čas	áno				
LIN Operačky	Režim - Nábeh a pokles	bez preferencie				
LIN Operačky	Režim - Viacnásobná dávka	bez preferencie				
LIN Operačky	Programovateľný režim	bez preferencie				
LIN Operačky	Možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie					
LIN Operačky	PCA (pacientom kontrolovaná analgézia)	áno				
LIN Operačky	TIVA	bez preferencie				
LIN Operačky	TCI (Target controlled infusion)	áno				
LIN Operačky	TOM (Take over mode)	áno				
LIN Operačky	Možnosť dodatočného naštalovania softvéru TCI	bez preferencie				
LIN Operačky	Možnosť dodatočného naštalovania softvéru PCA	nie (je to povinná súčasť)				
LIN Operačky	Možnosť dodatočného naštalovania softvéru TOM	bez preferencie				
LIN Operačky	Možnosť podania dávky s gravitačnou infúziou	bez preferencie				
LIN Operačky	Režim dávky - podávanie na základe koncentrácie lieku					
LIN Operačky	Výpočet dávky priamo v pumpе	áno				
LIN Operačky	Minimálne dostupné jednotky dávky: µg, mg, g, mmol, IU, mEq	áno (okrem IU a mEq)				
LIN Operačky	Možnosť nastavenia dávky vzhľadom na hmotnosť, plochu tela v m <sup>2</sup> , čas	bez preferencie				
LIN Operačky	Prednastavenie celkového požadovaného objemu infúzie (VTBI)	min 0,1 - 999 ml				
LIN Operačky	Prednastavenie celkového požadovaného času infúzie (TTBI)	min 0,01 - hodina				
LIN Operačky	Bolus	min 50 - 1 200 ml/h				
LIN Operačky	Objem bolusu	min 0,1 - 50,00 ml				

LIN Operačky	<b>Manuálny bolus</b>	áno
LIN Operačky	<b>Automatický bolus</b>	áno
LIN Operačky	<b>KVO</b>	áno
LIN Operačky	Zážnam udalostí s dátumom a časom	min 0,1 - 3
LIN Operačky	Grafická história (objem/dávka, tlak, priestok)	min počet 1000
LIN Operačky	<b>Nastavenie osvetlenia displeja</b>	bez preferencie
LIN Operačky	<b>Nastavenie osvetlenia tlaciadiel</b>	bez preferencie
LIN Operačky	Dlhá pauza - Standby	body za áno
LIN Operačky	Knižnica liekov	body za áno
LIN Operačky	- možnosť vzdialeného nastavovania knižnice liekov	áno
LIN Operačky	- možnosť vytvorenia individuálnej knižnice liekov	áno
LIN Operačky	Počet liekov v knižnici liekov	áno
LIN Operačky	Počet nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku	min 256
LIN Operačky	Možnosť použitia čiarového kódu	áno
LIN Operačky	<b>Riadenie tlaku</b>	bez preferencie
LIN Operačky	Tlakové limity okluzného tlaku	min 150 - 900 mmHg
LIN Operačky	Počet stupňov nastavenia okluzného tlaku	min 9
LIN Operačky	Špeciálny softvér na sledovanie tlakov - nadstavba	bez preferencie
LIN Operačky	System dynamického tlaku	bez preferencie
LIN Operačky	<b>Bezpečnostné prvky</b>	body za áno
LIN Operačky	Automatické uchytanie striekačky pri vkladaní	áno
LIN Operačky	Manuálne uchytanie striekačky pri vkladaní	nie
LIN Operačky	Nemožnosť úplne vypnúť prístroj ak je vložená striekačka	áno
LIN Operačky	Kontrola polohy a uchytenia striekačky	áno
LIN Operačky	Mechanická ochrana proti něžiaducemu bolusu	áno
LIN Operačky	<b>Alarmy a predalarmy</b>	áno
LIN Operačky	Signalizácia alarmu zvukovo a vizuálne	áno
LIN Operačky	Textová identifikácia alarmu	áno
LIN Operačky	Možnosť nastavenia hlasitosti zvukového alarmu	áno
LIN Operačky	Alarm nesprávnej polohy a uchytenia striekačky	áno
LIN Operačky	Tlakový alarm s automatickým odbúraním bolusu do striekačky	áno
LIN Operačky	Alarm konca striekačky	áno
LIN Operačky	Alarm odpojenia od elektrickej siete	áno
LIN Operačky	Dlhá nečinnosť zapnutého prístroja/nepotvrdené zadanie	áno
LIN Operačky	Koniec Standby (dlhá pauza)	áno

LIN Operačky	Alarm vybitej batérie	áno
LIN Operačky	Porucha prístroja	áno
LIN Operačky	Alarm prekročenia Soft a Hard limitov rýchlosťi	áno
LIN Operačky	Alarm pri zadaní hodnoty mimo povolený rozsah	áno
LIN Operačky	Predalarm konca striekačky	áno
LIN Operačky	Predalarm výbitia batérie	áno
LIN Operačky	Predalarm dosiahnutia nastaveného objemu a času	áno
LIN Operačky	Technické špecifikácie	
LIN Operačky	Jednofarebný LCD displej	áno
LIN Operačky	Ovládanie bez dotykováho displeja	bez preferencie
LIN Operačky	Farebný LCD displej	áno
LIN Operačky	Veľkosť displeja	nie
LIN Operačky	Rozšírenie displeja	75x20mm 224x65
LIN Operačky	Rozmery (v šírka)	68x249x152
LIN Operačky	Hmotnosť	1,4 kg
LIN Operačky	Druh batérie	NiMH
LIN Operačky	Výdrž batérie pri 5ml/h	áno
LIN Operačky	Výdrž batérie pri 20-25 ml/h	14 h
LIN Operačky	Doba nabijania batérie	áno
LIN Operačky	Odolnosť proti vode	áno
LIN Operačky	WiFi (na samostatnej pumpe)	nie
LIN Operačky	Možnosť vzájomného fyzického uchyttenia púmp do zostavy s fixáciou proti ich odpojeniu bez použitia prídavného príslušenstva	áno
LIN Operačky	Interval odporúčanej pravidelnej technickej prehliadky výrobcom	max 2 roky
LIN Operačky	Možnosť použitia v prostredí MRI s príslušenstvom výrobcu	bez preferencie
LIN Operačky	Možnosť upravenia hodnôt parametrov podľa požiadaviek užívateľa cez servis	áno
LIN Operačky	Súčasťou pumpy rúčka na prenášanie	áno
LIN Operačky	Súčasťou pumpy svorka na upnutie na infúzny stojan a DIN lištu	áno
LIN Operačky	Súčasťou pumpy sieťový kábel s napájaním na 240 V	áno
LIN Operačky	Možnosť uchyttenia v dokovacej stanici v ktorejkoľvek pozícii (univerzálnosť)	áno
LIN Operačky	Softvér v Slovenskom / Českom jazyku	áno
LIN Operačky	Možnosť uzamknutia klávesnice s numerickým kódom / pinom / klávesou	bez preferencie

ID	Technické špecifikácie	Parametre	Bodové kritérium	Počet bodov	áno/nie
VOL operačky	Volumetrická pumpa				
VOL operačky	Rýchlosť prietoku				áno
VOL operačky	Presnosť rýchlosťi prietoku so setom				áno
VOL operačky	Prednastavenie celkového požadovaného objemu infúzie (VTBI)				áno
VOL operačky	Režim infúzie				
VOL operačky	Kontinuálny režim				áno
VOL operačky	Režim - Dávka/objem za čas				áno
VOL operačky	Režim - Nábeh a pokles				bez preferencie
VOL operačky	Režim - Viacnásobná dávka				bez preferencie
VOL operačky	Možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie				bez preferencie
VOL operačky	Programovateľný režim				bez preferencie
VOL operačky	Režim sekundárnej infúzie PIIGGY				bez preferencie
VOL operačky	PCA (pacientom kontrolovaná analgézia)				bez preferencie
VOL operačky	TIVA				bez preferencie
VOL operačky	TCI (Target controlled infusion)				bez preferencie
VOL operačky	Podávanie enterálnej výživy aj so setom				bez preferencie
VOL operačky	Podávanie transfúzie - ochrana pred hemolýzou (s certifikátom)				bez preferencie
VOL operačky	Podávanie transfúzie - krví				bez preferencie
VOL operačky	Podávanie transfúzie - červených krvinek				bez preferencie
VOL operačky	Podávanie transfúzie - krvných doštíčiek				bez preferencie
VOL operačky	Podávanie transfúzie - plazmy				bez preferencie
VOL operačky	Podávanie transfúzie - albumína				bez preferencie
VOL operačky	Podávanie onkologických liečív bezpečnostnými setmi				bez preferencie
VOL operačky	Automatické zobraňanie volného toku infúzie do žily pacienta pri vytiahnutí setu z pumpy				bez preferencie
VOL operačky	Možnosť dodatočného naištalovania softvéru TCI				bez preferencie
VOL operačky	Možnosť dodatočného naištalovania softvéru PCA				bez preferencie
VOL operačky	Režim dávky - podávanie na základe koncentrácie lieku				áno

VOL operačky	Výpočet dávky priamo v pumpe	áno
VOL operačky	Minimálne dostupné jednotky dávky: µg, mg, g, mmol, IU, mEq, kcal	áno (okrem IU a mEq)
VOL operačky	Možnosť nastavenia dávky vzhľadom na hmotnosť, plochu tela v m <sup>2</sup> , čas	bez preferencie
VOL operačky	Počet režimov dávky	min 20
VOL operačky	Prednastavenie celkového požadovaného objemu infúzie (VTB)	min 0,1 - 999 ml
VOL operačky	Prednastavenie celkového požadovaného času infúzie (TTB)	min 1 min - 99 hodin
VOL operačky	Možnosť oneskoreného štartu	bez preferencie
VOL operačky	Manuálne plnenie	áno
VOL operačky	Plnenie s použitím odzvudšňovacej/plniacej funkcie pumpy	áno
VOL operačky	Funkcia auto-testu kontrolujúca správnu činnosť pumpy v spojení so setom	bez preferencie
VOL operačky	Rýchlosť podania bolusu	min v rozsahu 1 - 1200 ml/h
VOL operačky	Objem bolusu	min v rozsahu 1 - 99.99ml
VOL operačky	Manuálny bolus	áno
VOL operačky	Automatický bolus	áno
VOL operačky	KVO	áno
VOL operačky	Záznam udalostí s dátumom a časom	bez preferencie
VOL operačky	Grafické znázornenie historie prietoku	min 1000
VOL operačky	Nastavenie osvetlenia displeja	nie
VOL operačky	Nastavenie osvetlenia tlaciadiel	áno
VOL operačky	Dlhá pauza - Standby	áno
VOL operačky	Knižnica liekov	bez preferencie
VOL operačky	- možnosť vzdialeného nastavovania knižnice liekov	min 1 hodina
VOL operačky	- možnosť vytvorenia individuálnej knižnice liekov	áno
VOL operačky	Počet liekov v knižnici liekov	áno
VOL operačky	Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku	min 256
VOL operačky	Možnosť použitia čiarového kódu	áno
VOL operačky	Tlak	bez preferencie
VOL operačky	Tlakové limity oklúzneho tlaku	áno min 225 - 750 mmHG
VOL operačky	Antibolusový systém	áno
VOL operačky	Počet stupňov nastavenia oklúzneho tlaku	min 9
VOL operačky	Grafické znázornenie historie tlaku	bez preferencie
VOL operačky	Bezpečnostné prvky - Alarмы a predalarmy	áno
VOL operačky	Signálizácia alarmu zvukovo a vizuálne	áno

VOL operačky	Textová identifikácia alarmu	áno
VOL operačky	Možnosť nastavenia hlasitosti zvukového alarmu	áno
VOL operačky	Kontrola správnej inštalácie setu	áno
VOL operačky	Nemožnosť úplne vypnúť prístroj ak je vložený set	áno
VOL operačky	Súprava s bezpečnostnou svorkou voči volnému prietoku	áno
VOL operačky	Alarm hornej oklúzie	áno
VOL operačky	Alarm dolnej oklúzie	áno
VOL operačky	Alarm zle zatvorených dverok	áno
VOL operačky	Výstražný alarm rozpojenia linky	áno
VOL operačky	Vzduchový alarm - jednorázová bubliná, kumulovaný vzduch	áno
VOL operačky	Možnosť nastaviť citlivosť senzora na vzduchový alarm	áno
VOL operačky	Alarm pri nepovolenej odchýlke prietoku oproti nastaveniu	áno
VOL operačky	Kvapkový alarm ak je k pumpie pripojený kvapkový senzor	áno
VOL operačky	Dlhá nečinnosť zapnutého prístroja/nepotrdené zadanie	áno
VOL operačky	Alarm pri dosiahnutí nastaveného objemu a času	áno
VOL operačky	Alarm odpojenia od elektrickej siete	áno
VOL operačky	Koniec Standby (dlhá pauza)	áno
VOL operačky	Alarm prekročenia Soft a Hard limitov rýchlosťi	áno
VOL operačky	Alarm vybitej batérie	áno
VOL operačky	Porucha prístroja	áno
VOL operačky	Predalarm vybitia batérie	áno
VOL operačky	Predalarm dosiahnutia nastaveného objemu a času	áno
VOL operačky	Kontrola chyby komunikačného spojenia (v dokovacej stanici)	áno
VOL operačky	Varovanie o nutnosti preventívnej udrižby	áno
VOL operačky	Technické špecifikácie	bez preferencie
VOL operačky	Rozmery (v/š/h)	68x214x124
VOL operačky	Hmotnosť	1,4 kg
VOL operačky	Ovládanie bez dotykového displeja	áno
VOL operačky	LCD displej	áno
VOL operačky	Farebný LCD displej	nie
VOL operačky	LED displej	nie
VOL operačky	OLED displej	nie
VOL operačky	Veľkosť displeja	75x20mm
VOL operačky	Rozšírenie displeja	224x65
VOL operačky	Možnosť prevádzky prístroja bez kvapkového detektoru	áno
VOL operačky	Druh batérie	bez preferencie
VOL operačky		NIMH

			<b>ID</b>	<b>Technické špecifikácie</b>	<b>Parametre</b>
VOL operačky	Výdrž batérie pri 25 ml/h	min 5 hodín bez preferencie	Dokina	Počet zapojiteľných púmp min	áno
VOL operačky	Výdrž batérie pri 80-90 ml/h	9 h	Dokina	Počet zapojiteľných púmp max	áno
VOL operačky	Doba nabijania batérie	max 9 hodín bez preferencie	Dokina	Minimálny počet púmp integrovateľný do jedného systému na jeden napájací kábel a IP adresu	áno
VOL operačky	WiFi	Min IP 22	Dokina	Centrálné svetelné a akustické zobrazenie stavu podávania púmp a alarmov.	áno
VOL operačky	Odolnosť proti vode	Možnosť vzájomného fyzického uchytia až troch púmp do zostavy s fixáciou proti ich odpojeniu	Dokina	Odnímateľný držiak s možnosťou uchytia na infúzny stojan, eurolíštu, vodorovnú tyč.	áno
VOL operačky	Možnosť použitia prídavného príslušenstva	bez preferencie	Dokina	Možnosť použitia prídavného príslušenstva	áno
VOL operačky	Možnosť použitia v prostredí MRI s príslušenstvom výrobca	bez preferencie	Dokina	Možnosť použitia v prostredí MRI s príslušenstvom výrobca	áno
VOL operačky	Možnosť upravenia hodnôt parametrov podľa požiadaviek užívateľa cez servis	bez preferencie	Dokina	Možnosť upravenia hodnôt parametrov podľa požiadaviek užívateľa cez servis	áno
VOL operačky	Interval odporúčanej pravidelnej technickej prehliadky výrobcom	bez preferencie	Dokina	Interval odporúčanej pravidelnej technickej prehliadky výrobcom	áno
VOL operačky	Možnosť uchytia v dokovacej stanici v ktorejkoľvek pozícii (univerzálnosť)	bez preferencie	Dokina	Možnosť uchytia v dokovacej stanici v ktorejkoľvek pozícii (univerzálnosť)	áno
VOL operačky	Ochrana peristaltiky proti zatečeniu (odolnosť)	bez preferencie	Dokina	Ochrana peristaltiky proti zatečeniu (odolnosť)	áno
VOL operačky	Súčasťou pumpy rúčka na prenášanie	bez preferencie	Dokina	Súčasťou pumpy svorka na upnutie na infúzny stojan a DIN lištu	áno
VOL operačky	Súčasťou pumpy svorka na upnutie na infúzny stojan a DIN lištu	bez preferencie	Dokina	Súčasťou pumpy sietový kábel s napájaním na 240 V	áno
VOL operačky	Softvér v Slovenskom / Českom jazyku	bez preferencie	Dokina	Softvér v Slovenskom / Českem jazyku	áno
VOL operačky	Možnosť uzamknutia klávesnice s numerickým kódom / pinom / klávesou	bez preferencie	Dokina	Možnosť uzamknutia klávesnice s numerickým kódom / pinom / klávesou	áno
VOL operačky	Otočný ovládaci prvok, Ktorým sa nastavujú všetky premenné veľičiny, ako rýchlosť, objem, čas, kg, liečivo, meno pacienta atď	bez preferencie	Dokina	Otočný ovládaci prvok, Ktorým sa nastavujú všetky premenné veľičiny, ako rýchlosť, objem, čas, kg, liečivo, meno pacienta atď	nie

V Bratislave 09 -05- 2019

Ing. Miroslava Eliášová, na základe plnej moci

*Eliášová*



Bratislavské mestské s.r.o.  
Hlavné námestie 5  
80-313 Bratislava  
Tel.: +421-2-622 35 530  
Fax: +421-2-622 35 537