

ČASŤ 2:

Predmet zákazky		Elektrochirurgický generátor pre neurochirurgické disciplíny				
Identifikácia ponúkaného zariadenia (názov/označenie výroby)		Generátor elektrochirurgický Codman, nožný spínač k elektrochir. Generátoru Codman, P4958A				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne	Vlastný návrh na plnenie (parametre, resp. áno/nie v prípade, ak je požadovaný parameter uvedený slovom)	Presné označenie v predložennom dokumente k tovaru, ktorý je predložený v ponuke (produktovej/katalógový list k tovaru, v tvare – názov dokladu a strana)
Počet	ks			2	áno	
Frekvenčná vlna zabezpečujúca cieleň a rovnomernú koaguláciu vďaka prenikaniu do intracelulárneho priestoru	MHz			4	áno	Návod na použitie str.17
Modulácia	kHz			33	áno	Návod na použitie str.17
Monopolárne rezanie s rádiovým výkonom (+/-20%),	W		80		áno	Návod na použitie str.1
Monopolárna koagulácia s rádiovým výkonom (+/-20%),	W		80		áno	Návod na použitie str.17
Bipolárne rezanie s rádiovým výkonom (+/-20%),	W		80		áno	Návod na použitie str.7
Bipolárna koagulácia s rádiovým výkonom (+/-20%),	W		60		áno	Návod na použitie str.17
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			Vlastný návrh na plnenie (parametre, resp. áno/nie v prípade, ak je požadovaný parameter uvedený slovom)	Presné označenie v predložennom dokumente k tovaru, ktorý je predložený v ponuke (produktovej/katalógový list k tovaru, v tvare – názov dokladu a strana)	
Adaptívny výkon koagulácie	áno			áno	Návod na použitie str.6	

Jemné a presné nastavenie energie po 1 Malis jednotkách s exponenciálnym nárastom výkonu	áno	áno	Samostatná príloha „ malis to watt conversion table“
Jednoduchosť obsluhy – farebné rozlíšenie pre koaguláciu a rezanie	áno	áno	Návod na použitie str.6
Všetky prvky ovládania priamo na ovládacom paneli bez potreby prepínania do sub-menu	áno	áno	Návod na použitie str.6
Intuitívny interface	áno	áno	Návod na použitie str.12
Možnosti použitia pre bipolárnu aj monopolárnu koaguláciu a rezanie	áno	áno	Návod na použitie str.1
Možnosť pripojenia o irigačný modul pre chladenie bipolárnych pinziet	áno	áno	Návod na použitie str.1
BOVA a CODMAN kompatibilné pripojenie káblov	áno	áno	Návod na použitie str.7

Ďalšie požiadavky k dodaniu:

Názov	Požadované parametre	Vlastný návrh
Zariadenie je registrované slovenskou autoritou pre registráciu zdravotníckych pomôcok (v prípade, ak ide o zdravotnícke zariadenie triedy II. a vyššie)	Áno (ak je registrovaný - uvedie sa číslo) / nie (ak je v procese registrácie - uvedie sa stav)	SUKL kód P4958A