



Podstavná varianta




430 150




750

Samostatne stojace zariadenie



130 100 100 150 100



750

Údaje pre prípravu pripojenia prístroja v rámci sanitárnej a elektrickej inštalácie v objekte				
A	Odtok	Teplota: max. 60°C	Prípojka	DN 40
DW	Demineralizovaná studená voda	PA 3 – 5 bar (pretlak)	Prípojka	DN 15
E	Elektrická prípojka Ultrazvukový generátor a okruh riadiaceho prúdu	1/N/PE 230 V st., 50 Hz Zásuvka „Schuko“ Istenie (automat 0-I) sa predpokladá v blízkosti prístroja	Výkon Istenie	1 kW 10 A
KW	Studená voda	PA 3 – 5 bar (pretlak)	Prípojka	DN 15
WW	Teplá voda, 40 - 60°C	PA 3 – 5 bar (pretlak)	Prípojka	DN 15
PA	Vyrovnávač potenciálu	Potrebné len vtedy, ak je priestor využívaný pre lekárske účely podľa VDE 0107		
Údaje pre plánovanie dopravy a inštalácie				
	Rozmery	Rozmery otvorov príjazdovej cesty	Výška	2000 mm
	Hmotnosť	(celá príjazdová cesta)	Šírka	750 mm
		Hmotnosť pri doprave		cca 85 kg
Všeobecné pokyny				
A DW, KW, WW		S nástrčnou objímkovou trúbkou a gumovým tesnením, hrdlo 20 mm od steny		
DW		S rohovým uzatváracím ventilom (10 mm prítlačné tesnenie), hrdlo 20 mm od steny		
PA		So zábranou zpetného toku		
		Koniec kábla nechať 1 m dlhý		

**ULTRAZVUKOVÁ MYČKA
IP ULTRAMATIC 550**

HOSPING

55 - 51