

Prehľad expertíz

| Prípravok | Požiadavka | Č. expertízy | Pozn. |
|---|---------------------------|--------------|-------------------------------|
| Promanum pure | B / 60 s | PMN_1 | HDR, CHDR |
| | | PMN_2 | |
| | | PMN_3 | virucidna účinnosť |
| | | PMN_4 | |
| | | PMN_5 | |
| Meliseptol rapid | A, (B), T, (V) / 60 s | MLR_93 | baktericídna, levurocídna úč. |
| | | MLR_94 | |
| | | MLR_95 | |
| | | MLR_96 | |
| | | MLR_97a | tuberkulocídna úč. |
| | | MLR_98 | virucidna účinnosť |
| | | MLR_99 | |
| Meliseptol Foam pure | A, (B), T, (V) / 2 min | MELF_51 | baktericídna, levurocídna úč. |
| | | MELF_51a | |
| | | MELF_52 | tuberkulocídna úč. |
| | | MELF_55 | virucidna účinnosť |
| Meliseptol HBV | A, (B), T, (V) / 60 s | MLR_93 | baktericídna, levurocídna úč. |
| | | MLR_94 | |
| | | MLR_95 | |
| | | MLR_96 | |
| | | MLR_97a | tuberkulocídna úč. |
| | | MLR_98 | virucidna účinnosť |
| | | MLR_99 | |
| Helipur H plus N | A, (B), (V) / 30 min | HHN_38 | baktericídna, levurocídna úč. |
| | | HHN_91 | virucidna účinnosť |
| | | HHN_92 | |
| Stabimed ultra | A, B, T, M, V, C / 30 min | SU_100 | baktericídna, levurocídna úč. |
| | | SU_101 | mykobaktericídna úč. |
| | | SU_102 | virucidna účinnosť |
| | | SU_103 | |
| | | SU_104 | |
| | | SU_126 | |
| | | SU_127 | |
| | | SU_105 | fungicídna úč. |
| | | SU_105a | |
| | | SU_125 | sporicídna úč. |
| Hexaquart XL | | HEX XL_140 | baktericídna, levurocídna úč. |
| | | HEX XL_141 | |
| | | HEX XL_142 | tuberkulocídna úč. |
| | | HEX XL_143 | virucidna účinnosť |
| Softasept N Softasept N barvený | A, (B), T, (V) / 15-150 s | SFSN_1 | baktericídna, levurocídna úč. |
| | | SFSN_2a | tuberkulocídna úč. |
| | | SFSN_3 | virucidna účinnosť |
| | | SFSN_4 | |
| Braunol | A,(V), C / 15 s -10 min | BL_1 | baktericídna, levurocídna úč. |
| | | BL_2 | sporicídna úč. |
| Prontosan Prontoderm (identické složení i účinnosť) | A, MRSA | PTS_130 | |
| | | PTS_131 | |
| | | PTD_132 | |