

3M
Littmann® Stetoskopy

3M Česko, spol. s r. o.
V Parku 2343/24
148 00 Praha 4
Tel.: +420 261 380 111
1-800-228-3957 | www.stetoskopy.cz

3M, Littmann, Littmann logo, (písmeno) L
a Classic III jsou výrobní známky společnosti 3M,
které se v licenci používají v Kanadě. 70-2011-5603-4
Prosím recyklujte. Tištěno v USA. © 3M 2014.
Všechna práva vyhrazena. Vyrobeno v USA.



Představujeme vám
novou generaci
Littmann stetoskopů.

3M™ Littmann® Classic III™

STETOSKOP

STETOSKOP CLASSIC III ZNAMENÁ VYSOKOU AKUSTICKOU CITLIVOST PRO MIMOŘÁDNÝ VÝKON PŘI CELKOVÉM VYŠETŘENÍ.



Laditelné membrány na obou stranách hrudního snímače – jak na straně pro dospělé pacienty, tak pro pacienty pediatrické. Pediatrická strana hrudního snímače je vhodná pro malé nebo hubené pacienty, v okolí ob vazů a pro vyšetření karotid.



Otevřený zvonek zůstane bez prachu a nečistot, překryje-li se jednoduchou membránou.



Přírodní latex ani ftalátová měkčidla se při výrobě hadiček či jiných složek stetoskopu nepoužívají.



Hadičky nové generace vydrží déle, jsou odolnější proti kožnímu tuku, alkoholu či tvorbě skvrn.



Membrána se snadno připojuje a snadno se čistí, protože její povrch je hladký a bez prasklin.



Všestrannost otevřeného zvonku

Pediatrická strana stetoskopu Classic III se může změnit na tradiční otevřený zvonek. Jednoduše vyjměte membránu a nahraďte ji nechladičným kroužkem.



Na první pohled dělá čest svému jménu.

PŘEDSTAVUJEME VÁM 3M™ LITTMANN® CLASSIC III™ STETOSKOP. JDE O POSLEDNÍ VERZI STETOSKOPŮ, KTERÉ POMÁHAJÍ MILIONŮM LÉKAŘŮ K DOSAŽENÍ TĚCH NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ.

Stetoskop Classic III přináší nový vzhled, nové materiály a nové technologie do produktové řady stetoskopů značky Littmann, které se používají a mají důvěru zdravotnických odborníků již řadu desetiletí. S oboustranným hrudním snímačem, dvojími laditelnými membránami, zlepšenými hadičkami a s dalšími novinkami kombinuje stetoskop Classic III to nejlepší z inovací i z tradice.

Vyrobený v USA, Classic III stetoskop je odolný, spolehlivý klinický nástroj, který se vyznačuje vysokou akustickou citlivostí pro veškerá všeobecná klinická vyšetření. Používáním stetoskopu Classic III zdůrazňujete, co je pro vás, jako zdravotnického odborníka, to nejdůležitější: kvalita, dosažení úspěchu a poskytování té nejlepší možné péče. Každému pacientovi. Každý den.



Jde o investice, které vkládáte do sebe.