

P.č.	Názov položky	Rozmer	Merná jednotka (MJ) 1 ks	Predpokladané množstvo MJ na 12 mesiacov
Časť 1. Oxidovaná neregenerovaná celulóza, textilná gáza				
1.	Oxidovaná neregenerovaná celulóza, textilná gáza	5 x 7 cm 5 x 7 cm (tolerancia + / - 10%)	ks	5425
2.	Oxidovaná neregenerovaná celulóza, textilná gáza	7 x 10 cm resp. 5x 12,5 cm	ks	1020
3.	Oxidovaná neregenerovaná celulóza, textilná gáza	10 x 20 cm (tolerancia + / - 10%)	ks	140
SPOLU:				
Časť 2. Oxidovaná neregenerovaná celulóza, husto pletená tkanina				
1.	Oxidovaná neregenerovaná celulóza, husto pletená tkanina	5 x 7,5cm (tolerancia + / - 10%)	ks	100
2.	Oxidovaná neregenerovaná celulóza, husto pletená tkanina	7 x10 cm (tolerancia + / - 10%)	ks	30
3.	Oxidovaná neregenerovaná celulóza, husto pletená tkanina	2,5 x 9 cm - max. do 5x12,5 cm	ks	50
4.	Oxidovaná neregenerovaná celulóza, husto pletená tkanina	10 x20 cm cm - max. do 14x20 cm	ks	30
SPOLU:				
Časť 3. Oxidovaná neregenerovaná celulóza, netkaný vláknnitý materiál				
1.	Oxidovaná neregenerovaná celulóza, netkaný vláknnitý materiál	2,5 x 5 cm (tolerancia + / - 10%)	ks	240
2.	Oxidovaná neregenerovaná celulóza, netkaný vláknnitý materiál	5 x 7,5 cm (tolerancia + / - 10%)	ks	500
3.	Oxidovaná neregenerovaná celulóza, netkaný vláknnitý materiál	5 x 10 cm (tolerancia + / - 10%)	ks	650
4.	Oxidovaná neregenerovaná celulóza, netkaný vláknnitý materiál	10 x 10 cm (tolerancia + / - 10%)	ks	350
SPOLU:				
Časť 4. Oxidovaná neregenerovaná celulóza, netkaný vláknnitý materiál so zvýšenou pevnosťou				
1.	Oxidovaná neregenerovaná celulóza, netkaný vláknnitý materiál so zvýšenou pevnosťou	5 x 5 cm resp. 5x7,5 cm max do 5x10cm	ks	70
SPOLU:				
Časť 5 Oxidovaná regenerovaná celulóza, voľne pletená textilná gáza I.				
1.	Oxidovaná regenerovaná celulóza, voľne pletená textilná gáza (loose-knit)	5 x 1,25 cm (tolerancia + / - 10%)	ks	236
2.	Oxidovaná regenerovaná celulóza, voľne pletená textilná gáza (loose-knit)	5 x 7,5 cm (tolerancia + / - 10%)	ks	2098
3.	Oxidovaná regenerovaná celulóza, voľne pletená textilná gáza (loose-knit)	10 x 20 cm (tolerancia + / - 10%)	ks	1016
SPOLU:				
Časť 6 Oxidovaná regenerovaná celulóza, voľne pletená textilná gáza II.				
1	Oxidovaná regenerovaná celulóza, voľne pletená textilná gáza (loose-knit)	2,5 x 5 cm (tolerancia + / - 10%)	ks	24
2	Oxidovaná regenerovaná celulóza, voľne pletená textilná gáza (loose-knit)	7,5 x 10 cm (tolerancia + / - 10%)	ks	24
SPOLU:				
Časť 7 Oxidovaná regenerovaná celulóza, vrstvená/fibrilárna forma I.				
1	Oxidovaná regenerovaná celulóza, vrstvená/fibrilárna forma	2,5 x 5 cm (tolerancia + / - 10%)	ks	2672
2	Oxidovaná regenerovaná celulóza, vrstvená/fibrilárna forma	5 x 10 cm (tolerancia + / - 10%)	ks	570
3	Oxidovaná regenerovaná celulóza, vrstvená/fibrilárna forma	10 x 10 cm (tolerancia + / - 10%)	ks	810
SPOLU:				
Časť 8 Oxidovaná regenerovaná celulóza, vrstvená/fibrilárna forma II.				
1.	Oxidovaná regenerovaná celulóza, vrstvená/fibrilárna forma	5 x 7,5 cm (tolerancia + / - 10%)	ks	116
SPOLU:				
Časť 9 Oxidovaná regenerovaná celulóza, husto pletená tkanina so zvýšenou pevnosťou I.				
1.	Oxidovaná regenerovaná celulóza, husto pletená tkanina so zvýšenou pevnosťou	2,5 x 5 cm (tolerancia + / - 10%)	ks	200
SPOLU:				
Časť 10 Oxidovaná regenerovaná celulóza, husto pletená tkanina so zvýšenou pevnosťou II.				
1	Oxidovaná regenerovaná celulóza, husto pletená tkanina so zvýšenou pevnosťou (dense-knit)	7,5 x 10 cm (tolerancia + / - 10%)	ks	199
2	Oxidovaná regenerovaná celulóza, husto pletená tkanina so zvýšenou pevnosťou (dense-knit)	15 x 22 cm (tolerancia + / - 10%)	ks	100
SPOLU:				
Časť 11 Želatinová hemostatická špongia (vstrebateľná)				
1	Želatinová hemostatická špongia (vstrebateľná)	min. 7,5 x 5 x 1 cm - max. 8 x 6,25 x 1 cm	ks	31652
2	Želatinová hemostatická špongia (vstrebateľná)	8 x 3 cm (tolerancia + / - 10%)	ks	1728
3	Želatinová hemostatická špongia (vstrebateľná)	1 x 1 x 1 cm (tolerancia + / - 10%)	ks	1505
SPOLU:				
Časť 12 Želatinová hemostatická matrica s možnosťou použitia trombinu				
1.	Želatinová hemostatická matrica s možnosťou použitia trombinu	8ml (tolerancia + / - 10%)	ks	590
SPOLU:				
Časť 13 Oxidovaná regenerovaná celulóza, prášok I.				
1	Oxidovaná regenerovaná celulóza, prášok	1g (tolerancia + / - 10%)	ks	25
2	Oxidovaná regenerovaná celulóza, prášok	2g (tolerancia + / - 10%)	ks	80
SPOLU:				
Časť 14 Oxidovaná regenerovaná celulóza, prášok II.				
1.	Oxidovaná regenerovaná celulóza, prášok	3g (tolerancia + / - 10%)	ks	968
SPOLU:				
Časť 15. Prášok hemostatický želatínový vstrebateľný sterilný				
1.	Prášok hemostatický želatínový vstrebateľný sterilný	1g (tolerancia + / - 10%)	ks	750
SPOLU:				
Časť 16 Hemostatický obväz z chitosanu				
1.	Hemostatický obväz z chitosanu	4x4cm (tolerancia + / - 10%)	ks	280
SPOLU:				
Časť 17 Absorpčný tlakový obväz na zástavu krvácania v oblasti periférnych žil				
1.	Absorpčný tlakový obväz na zástavu krvácania v oblasti periférnych žil	3,9x8cm (tolerancia + / - 10%)	ks	7000
SPOLU:				
Časť 18. Oxidovaná regenerovaná celulóza, netkaná textília vrstvená so štihlými vláknami				
1	Oxidovaná regenerovaná celulóza, netkaná textília vrstvená so štihlými vláknami	2,5 x 5 cm (tolerancia + / - 10%)	ks	60
2.	Oxidovaná regenerovaná celulóza, netkaná textília vrstvená so štihlými vláknami	5 x 5 cm (tolerancia + / - 10%)	ks	60
3	Oxidovaná regenerovaná celulóza, netkaná textília vrstvená so štihlými vláknami	5 x 10 cm (tolerancia + / - 10%)	ks	40
SPOLU:				
Časť 19 Oxidovaná regenerovaná celulóza, štrukturovaná netkaná textília				
1	Oxidovaná regenerovaná celulóza, štrukturovaná netkaná textília	2,5 x 5 cm (tolerancia + / - 10%)	ks	600
SPOLU:				
Časť 20 Želatinová hemostatická matrica				
1	Želatinová hemostatická matrica	8ml (tolerancia + / - 10%)	ks	550
SPOLU:				
Časť 21 Oxidovaná regenerovaná celulóza v kombinácii s trilysinom a PEG, náplasť				
1	Oxidovaná regenerovaná celulóza v kombinácii s trilysinom a PEG, náplasť	5x10cm(tolerancia + / 10%)	ks	40
SPOLU:				